

PRODUCT: ADAPTIC® DIGIT.	SIZE: Sheet Size: 513mm (H) x 348mm (W) (Folded: 128.25mm (H) x 87mm (W)).
CODE: MAD003, MAD013, MAD023, MAD042 & MAD062.	COLOURS: PMS Process Blue & PMS Process Black.
PRODUCT DESCRIPTION: NON-ADHERING DIGIT DRESSING.	DATE: 07.06.2011
LANGUAGES: English, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Dutch, Portuguese, Finnish, Danish, Greek, Norwegian, Polish, Hungarian, Czech, Slovakian, Slovenian, Latvian, Lithuanian, Estonian & Turkish.	AVC #: 5180345.g
	BARCODE(S): None.
	SYMBOLGY: N/A.
	VERSION NUMBER: 02.

Notice d'utilisation préparée : mai 2011

Rembalage.
La date limite d'utilisation est imprimée sur
Ne pas réutiliser.
Ne pas restitiser.
pour une double protection (voir diagramme 3).
secondaire absorbant) puis dérouler le second tubulaire
3. Dérouler le premier jersey tubulaire le long du doigt, sur la
doucement (voir diagramme 2).
2. Placer la bande d'ADAPTIC® sur le bout du doigt et l'appliquer
1. Oter le protecteur brillant (voir diagramme 1).

Application du pansement
2. S'assurer que le pourtour de la plaie est sec.
1. Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.

MODE D'UTILISATION
1. Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.

Préparation du site
2. S'assurer que le pourtour de la plaie est sec.

Indications
Le pansement ADAPTIC® Doigtier est indiqué pour le traitement
des lésions plus ou moins sévères des doigts.

FR Description
ADAPTIC® Pansement Doigtier non-adhérent, est constitué d'un
tricot siliconé avec un jersey tubulaire spécialement développé
pour les plaies de doigts. Ce pansement n'adhère pas à la plaie,
il est conforme et discret, et permet un maximum de mobilité
à appliquer et se retire sans douleur ni traumatisme.

Stand der Information: Mai 2011

Nicht wieder verwenden.
Nicht restitieren.
Nicht anwenden wenn Verpackung beschädigt ist.
"Verwendbar bis" - siehe Aufdruck auf der Verpackung.

zu erhalten (Abb. 3).
Sekundärverband) abrollen. Ebenso mit der oberen Lage
primärverbandstreifen (gibt auch über einen angelegten
3. Untere Lage des Schlauchverbandes über den
(Abb. 2).
2. Nichtadhären Streifen an der Finger- bzw. Zehenkuppe
1. Glänzende Schutzfolie abziehen (Abb. 1).

Anlegen des Verbandes
1. Bereiten Sie für eine trockene Wundumgebung vor.
2. Sorgen Sie für eine trockene Wundumgebung vor.

ANWENDUNGSHINWEISE
1. Bereiten Sie die Wunde wie gewohnt vor.
2. Sorgen Sie für eine trockene Wundumgebung vor.

Indikationen
ADAPTIC® DIGIT Verband ist angezeigt für leichte bis schwere
Finger- und Zehverletzungen.

DE Produktbeschreibung
ADAPTIC® DIGIT nichtadhärenter Finger- und Zehenverband
besteht aus einem einzigartigen, silikonbeschichteten Gewirk
mit einer Bandage, die speziell für die Behandlung von Fingern
und Zehen entwickelt wurde. Dieser Finger- und Zehenverband
haftet nicht an der Wunde, ist anschnelligsam und dünn, so daß
ADAPTIC® DIGIT Verband ist schnell und einfach anzulegen und
kann sauber von der Wunde abgenommen werden, ohne daß sie
traumatisiert wird.

Leaflet prepared: May 2011

The use by date of this product is printed on the packaging.
Do not re-use.
Do not use if package is damaged.
Do not restitise.


form a double layered tube for protection (see diagram 3).
secondary dressing if required). Follow this with the top ring to
3. Roll down lower ring of tube to expose primary strip and
smooth to cover any broken skin (see diagram 2).
2. Place primary non-adhering layer over digit tip and gently
1. Remove shiny backing strip (see diagram 1).

Directions for Use
1. Prepare the wound according to wound management
protocol.
2. Ensure skin surrounding the wound is dry.

Site Preparation
1. Prepare the wound according to wound management
protocol.
2. Ensure skin surrounding the wound is dry.

Indications
ADAPTIC® DIGIT dressing is indicated to manage a range of mild
to severe digit injuries.

EN Product Description
ADAPTIC® DIGIT Non-Adhering Digit Dressing is made of a unique
tacky silicone coated fabric with a bandage that is specifically
designed for dressing fingers and toes. The dressing does not
adhere to the wound, is conformable and non-bulky, therefore
allowing maximum digit flexibility. ADAPTIC® DIGIT is quick and
simple to apply and removes cleanly from the wound, minimising
trauma.



ET Toote kirjeldus
Kleepumatu sõrmeplaaster ADAPTIC® DIGIT on tehtud
unikaalselt kleepuvast silikoonkattega materjalist, millel on
eriline sõrmedel ja varvastel kasutamiseks loodud side. Plaaster ei
kleepu haavale, on mugav ja väike, seetõttu saab sõrm
maksimaalselt painduda. Plaastri ADAPTIC® DIGIT saab kiiresti ja
lihtsalt paigaldada ning haavalt puhtalt eemaldada, mistõttu
trauma tekkimise võimalus on minimaalne.

Näidustused
Plaaster ADAPTIC® DIGIT on näidustatud kasutamiseks nii
kergetel kui ka tõsistel sõrmehaavadel.

KASUTUSJUHEND
Haava ettevalmistamine
1. Valmistage haav ette haava ettevalmistamise protseduuride
kohaselt.
2. Veenduge, et haava ümbrtseve nahk on kuiv.

Plaastri paigaldamine
1. Eemaldage läikiv tagariba (vt joonist 1).
2. Paigutage esmane kleepumatu kiht sõrmeotsale ja siluge
ettevaatlikult katkisele nahale (vt joonist 2).
3. Rullige rullside alumine osa üle esmase riba (ja vajadusel
üle sekundaarse sideme). Tehke sama sideme ülemise osaga,
et moodustada haava kaitseks kahekordse kihiga toru
(vt joonist 3).

Mitte taaskasutada.
Korduv sterilisatsioon ei ole lubatud.
Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.
Selle toote salivusaeg on trukitud pakendile.

Kasutusjuhend ette valmistatud: mai 2011

TR Ürün Tanımı
ADAPTIC® DIGIT Yapışkan Olmayan Parmak Sargısı, benzersiz bir
yapışkan silikon kaplı kumaş ile el veya ayak parmaklarının sargısı
için özel olarak tasarlanmış bir bandajdan üretilmiştir. Yaraya
yapışmayan bu sargı parmağa uyumludur ve hacimli değildir,
dolayısıyla parmaklarda maksimum esnekliğe olanak tanır.
Uygulanması hızlı ve basit olan ADAPTIC® DIGIT, travmayı en aza
indirerek yaradan temiz bir şekilde çıkarılır.

Endikasyonlar
ADAPTIC® DIGIT sargı, hafif - ciddi parmak yaralanmalarının
tedavisinde endikedir.

KULLANIM TALİMATLARI
Uygulama Bölgesinin Hazırlanması
1. Yarayı, yara tedavisi protokolüne göre hazırlayın.
2. Yaranın çevresindeki derinin kuru olduğundan emin olun.

Sargının Uygulanması
1. Parlak alt destek seridini çıkarın (bkz. şekil 1).
2. Yapışkan olmayan birinci katmanı parmağın ucuna getirin ve
yaralı deriyi örtecek şekilde nazikçe düzleştirin (bkz. şekil 2).
3. Tüp bandajının alttaki halkasını birinci seridin (ve gerekirse
ikinci seridin) üzerine indirin. Koruma için çift katmanlı bir
tüp oluşturunak üzere bu işlemi üstteki halkayla da tekrarlayın
(bkz. şekil 3).

Tekrar kullanmayın.
Yeniden sterilize etmeyin.
Ambalaj hasarlıysa kullanmayın.
Bu ürünün son kullanma tarihi kutunun üzerinde yazılıdır.

Broşürün hazırlanma tarihi: Mayıs 2011

EN SYMBOLS USED ON LABELLING
DE ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG
FR SYMBOLES UTILISES SUR L'EMBALLAGE
IT SIMBOLI USATI SULLA CONFEZIONE
ES SIMBOLOS EMPLEADOS EN EL ENVASE
SV SYMBOLER ANVÄNDA PÅ FÖRPACKNINGEN
NL SYMBOLEN OP DE VERPAKKING
PT SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS
FI MERKITSEMISSEÄ KÄYTETTÄVÄT SYMBOLIT
DA SYMBOLER ANVENDT PÅ EMBALLAGEN
EL ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
NO SYMBOLER SOM BRUKES PÅ MERKINGEN
PL SYMBOLĘ STOSOWANE NA ETYKIETACH
HU A CÍMKÉN SZEREPLŐ SZÍMBÖLUMOK
CS SYMBOLY POUŽITÉ NA OZNAČENÍ
SK SYMBOLY POUŽITÉ NA ETIKETE
SL SIMBOLI UPORABLJENI NA ETIKETAH
LV MARKĒJUMĀ LIETOTIE SIMBOLI
LT SIMBOLIAI ANT ETIKEČIŲ
ET SILDIL KASUTATUD SÜMBOLID
TR ETIKETLERDE KULLANILAN SEMBOLLER

DE Do not use if package is damaged.
FR Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
IT Non usare se la confezione è danneggiata.
ES No usar si el envase está dañado.
SV Används ej om produktförpackningen är skadad.
NL Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is.
PT Não utilizar, se a embalagem estiver danificada.
FI Älä käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut.
DA Må ikke anvendes hvis produktpakningen er beskadiget.
EL Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί.
NO Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.
PL Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
HU Ne használja, ha a csomagolás sérült.
CS Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.
SK Nepoužívajte, ak je balenie poškodené.
SL Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
LV Nelietojiet, ja iepakojums bojāts.
LT Nenaudoti, jei kuri nors pakuočių yra pažeista.
ET Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.
TR Ambalaj hasarlıysa kullanmayın.

Do not reuse.
Nicht wieder verwenden.
Ne pas réutiliser.
Non riutilizzare.
No volver a utilizar.
Förbandet får inte återanvändas.
Niet opnieuw gebruiken.
Não reutilizar.
Ei saa käyttää uudelleen.
Må ikke genbruges.
Na μην επαναχρησιμοποιείται.
Skal ikke brukes på nytt.
Nie używać ponownie.
Tilos ismételtelen felhasználni.
Jen na jedno použití.
Len na jedno použitie.
Za enkratno uporabo.
Neizmantot atkārtoti.
Nenaudoti pakartotnai.
Mitte taaskasutada.
Tekrar kullanmayın.

Do not re-sterilize.
Nicht restitieren.
Ne pas restitiser.
Non risterrizzare.
No volver a esterilizar.
Får ej omsteriliseras!
Niet opnieuw steriliseren.
Não reesterilizar.
Ei saa steriloida uudelleen.
Må ikke resteriliseres.
Na μην επανααστεριζώεταί.
Skal ikke resteriliseres.
Nie sterylizować ponownie.
Ne sterilizálja újra.
Nesterilizujte.
Výrobok znovu nesterilizujte.
Ne sterilizirajte ponovno.
Nesterilizēt atkārtoti.
Nesterilizuoti pakartotnai.
Korduv sterilisatsioon ei ole lubatud.
Yeniden sterilize etmeyin.

STERILE R
Sterile. Method of sterilisation: irradiation.
Steril. Sterilisationsmethode: Strahlen.
Stérile. Méthode de stérilisation: irradiation.
Sterile. Metodo di sterilizzazione: raggi gamma.
Esteril. Método de esterilización: irradiación.
Steril. Steriliseringmetod: stråling.
Steriel. Sterilisatiemethode: bestraling.
Esterilizado. Método de esterilização: radiação.
Steriili. Sterilointimenetelmä: säteilysterilointi.
Steril. Steriliseringmetode: stråling.
Αποστειρωμένο. Μέθοδος αποστείρωσης: ακτινοβολία.
Steriliseringsmetode: bestråling.
Produkt jałowcy. Metoda sterylizacji: promieniowanie.
Steril: Sterilizálási mód: besugárzás.
Sterilni: Způsob sterilizace: ozáření.
Sterilný. Metóda sterilizácie: ožiarením.
Sterilno. Metoda sterilizacije: obsevanje.
Steril. Sterilizācijas metode: apstarošana.
Sterilus. Sterilizacijos metodas: švitinimas.
Steriilne. Steriliseerimismeetod: kiirgus.
Steril. Sterilizasyon yöntemi: ıradasyon.

Consult instructions for use.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Consulter le mode d'emploi.
Consultare le istruzioni per l'uso.
Consulte las instrucciones de uso.
Läs instruktionerna innan produkten tas i bruk.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
Consultar as instruções de utilização.
Katsõ käyttöohjeita.
Læs brugsvejledningen.
Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης.
Se bruksanvisningen.
Patz instrukcja obsługi.
Tanulmányozza a használati útmutatót.
Viz návod k použití.
Pozrite si návod na použitie.
Upštevejte navodila za uporabo.
Levõret lietošanas instrukcijas.
Ziurėti naudojimo instrukciją.
Vt kasutusjuhendit.
Kullanım için talimatlara bakın.

CE 0086
CE-mark and identification number of notified body.
CE-Zeichen und Identifikationsnummer der Benannten Stelle.
Marquage CE et n° identification de l'organisme notifié.
Marchio CE e numero di identificazione dell'Organismo notificato.
Marca CE y Número de identificación del organismo notificado.
CE-märke och identifieringsnummer för Anmält Organ.
CE-markering en identificationnummer van de Aangemelde Instantie.
Marca CE e número de identificação do organismo notificado.
CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.
CE-mærkning og identifikationsnummer for Bemyndiget Organ.
Ενδειξη CE και αριθμός φορέα που έχει ενημερωθεί.
CE-merke og identifikationsnummer på varslet organ.
Znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.
CE jelölés és azonosítószáma.
Značka CE a identifikační číslo notifikovaného orgánu.
Označenie CE a identifikačné číslo notifikovaného orgánu.
CE simboli in identifikacijska številka obveščenege organa.
EP standarts un firmas registrācijas numurs.
CE ženklas ir registruotos institucijos identifikacijos numeris.
CE-märگی ja vastava asutuse identifitseerimisnumber.
CE işareti ve yetkili kurumun kod numarası.

LOT
Batch number.
Chargen-/Los-Nummer.
Numéro du lot.
Numero di Lotto.
Número de lote.
Satsnummer.
Lotnummer (partij).
Número de lote.
Eränumero.
Batchkode.
Αριθμός παρτίδας.
Batchnummer.
Numer serii.
Tételszám.
Číslo šarže.
Číslo výrobní šarže.
Številka serije.
Preču partijas numurs.
Partijos numeris.
Partii number.
Parti no.

Use by: year and month.
Verwendbar bis: Jahr/Monat.
A utiliser avant: année et mois.
Da usarsi entro: anno e meso.
Fecha de caducidad: año y mes.
Användes senast: år och månad.
Uiterste bruksdatum: jaar en maand.
Validade: ano e mês.
Käyttävää viimeistään: vuosi ja kuukausi.
Anvendes senast: år og måned.
Χρήση μέχρι: έτος και μήνας.
Brukes innen: år og måned.
Zużyć przed: rok i miesiąc.
Felhasználható: év és hónap.
Použitelné do: rok a měsíc.
Použite do: rok a mesiac.
Uporabno do: leto in mesec.
Izlietot līdz: gads un mēnesis.
Naudoti iki: metai ir mėnuo.
Säilivusaeg: aasta ja kuu.
Son kullanma tarihi: yıl ve ay.

40°C
Store below 40°C.
Lagern unter 40°C.
Conservar en dessous de 40°C.
Conservare a T < 40°C.
Almacenar a temperatura inferior a 40°C.
Förvaras under 40°C.
Bewaren onder 40°C.
Armazena abaixo de 40°C.
Säilytettävä alle 40°C.
Opbevarer under 40°C.
Αποθήκευση κάτω από 40°C.
Lagre under 40°C.
Przechowywać w temperaturze poniżej 40°C.
40°C alatti hőmérsékleten tárolandó.
Uchovávejte při teplotách do 40 °C.
Uchovávejte pri teplotách do 40°C.
Hraniti pod 40°C.
Uzglabāt līdz 40°C.
Laikyti žemesnėje nei 40°C temperatūroje.
Säilitage madalamal temperatuuril kui 40 °C.
40°C'nin altında saklayın.

Manufacturer.
Hersteller.
Fabricant.
Fabbricante.
Fabricante.
Tillverkare.
Productent.
Valmistaja.
Fabrikant.
Κατασκευαστής.
Tilvirker.
Wytwórca.
Gyártó.
Výrobce.
Výrobca.
Proizvajalec.
Ražotājs.
Gamintojas.
Tootja.
Üretici.



5180345.g

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricao/
Fabricante/Tilverkare/Producent/Valmistaja/Fabrikant/
Κατασκευαστής/Tilvirker/Wytwórca/Gyártó/Výrobce/
Výrobca/Proizvajalec/Ražotājs/Gamintojas/Tootja/Üretici
©2011 Systagenix Wound Management Limited,
Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, U.K.

Let's Comfort™
ADAPTIC®
DIGIT
NON-ADHERING DIGIT DRESSING
NICHTHAFTENDER FINGER- UND ZEHENVERBAND
PANSEMENT DOIGTIER NON-ADHÉRENT
MEDICAZIONE NON-ADERENTE FORMATO SPECIALE COPRIDITA
APÓSITO NO ADHERENTE ESPECÍFICO PARA DEDO
IKKE VIDHÆFTANDE FINGER- OG TÅFØRIBAND
NIET VERKLEVENDE VERBAND VOOR VINGERS EN TENEN
COMPRESSA DIGITAL NÃO ADERENTE
TARTTUMATON SORMISIDOS/VARVASSIDOS
IKKE-KLEBENDE FINGER- OG TÅFORBINDING
MH-KOLAHTIKO ETIOEMA ΔΑΚΤΥΛΟΥ
IKKE-KLEBENDE BANDASJE FOR FINGRE OG TÆR
NIE PRZYWIERAJĄCY OPATRUNEK NA PALCE
NEM-TAPADÓ UJJKÖTSZER
NEPRILNAVÝ PRSTOVÝ OBVAZ
NEADHERENTNÝ OBVÁZ NA PORANENIA PRSTOV
NELEPLJIVA OBEVAZA ZA PRSTE
NELIPOŠS PĀRSEJS PIRKSTU IEVAINOJUMIEM
NELIMPANTIS PIRŠTO TVARSTIS
KLEEPUMATU SÕRMEPLAASTER
YAPISKAN OLMAYAN PARMAK SARGISI

STERILE R

Systagenix



MASTER

07.06.2011

PRODUCT: ADAPTIC® DIGIT.	SIZE: Sheet Size: 513mm (H) x 348mm (W) (Folded: 128.25mm (H) x 87mm (W)).
CODE: MAD003, MAD013, MAD023, MAD042 & MAD062.	COLOURS: PMS Process Blue & PMS Process Black.
PRODUCT DESCRIPTION: NON-ADHERING DIGIT DRESSING.	DATE: 07.06.2011
LANGUAGES: English, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Dutch, Portuguese, Finnish, Danish, Greek, Norwegian, Polish, Hungarian, Czech, Slovakian, Slovenian, Latvian, Lithuanian, Estonian & Turkish.	AVC #: 5180345.g
	BARCODE(S): None.
	SYMBOLGY: N/A.
	VERSION NUMBER: 02.

(IT) Descrizione

La Medicazione non-aderente formato speciale Copridita ADAPTIC® DIGIT, costituita da un tessuto silconico, è specificatamente ideata per la medicazione delle dita. La medicazione non aderisce alla ferita, è conformabile e non costringiva, consentendo quindi la massima flessibilità delle dita. La medicazione ADAPTIC® DIGIT è di facile e veloce applicazione, garantisce una rimozione atraumatica e non lascia residui.

Indications

La medicazione ADAPTIC® DIGIT è indicata nel trattamento di ferite delle dita, da leggere a gravi.

MODALITA' D'USO

Preparazione della ferita

1. Preparare la ferita secondo procedura.
2. Assicurarsi che la pelle circostante la ferita sia asciutta.

Applicazione della medicazione

1. Rimuovere la striscia lucida di protezione posta sul retro (diagramma 1).
2. Posizionare la medicazione non aderente sulla punta del dito e modellarla delicatamente fino a coprire interamente la cute lesa (diagramma 2).
3. Svolgere l'anello tubolare arrotolato, sopra lo strato primario non aderente (e anche sul secondario se necessario). Seguire queste indicazioni per costituire un doppio strato tubolare di protezione (vedi diagramma 3).

Non riutilizzare.

Non risterilizzare.

Non usare se la confezione è danneggiata.

La data di scadenza del prodotto è riportata sulla confezione.

Istruzioni per l'uso: maggio 2011

(ES) Descripción del producto

El Apósito no adherente específico para dedo ADAPTIC® DIGIT está fabricado con una malla recubierta de una silicona especial, con una ligera capacidad adhesiva sobre piel sana. Está especialmente diseñado para el cuidado de heridas en dedos de manos o pies. El apósito no se adhiere a la herida, es adaptable y flexible, lo que proporciona la máxima movilidad al dedo. El apósito ADAPTIC® DIGIT es rápido y fácil de aplicar, y se puede retirar de la herida de forma limpia y sin causar daño tisular.

Indicaciones de uso

El apósito ADAPTIC® DIGIT está indicado para el tratamiento de heridas leves a graves.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la zona

1. Prepare la herida de acuerdo con su protocolo de tratamiento habitual.
2. Asegúrese de que la piel periulceral está seca.

Aplicación del apósito

1. Quite la tira plástica brillante del dorso (diagrama 1).
2. Coloque la tira sobre la punta del dedo y extienda suavemente cubriéndolo (diagrama 2).
3. Desenrolle hacia abajo el anillo inferior de vendaje tubular sobre la malla no adherente (y apósito secundario si lo hubiera) y continúe desenrollando la anilla superior para formar una doble capa de protección (diagrama 3).

No vuelva a utilizar.

No volver a esterilizar.

No usar si el envase está dañado.

La fecha de caducidad de este producto está impresa en el envase.

Folleto elaborado: mayo 2011

(SV) Produktbeskrivning

ADAPTIC® DIGIT icke vidhäftande Finger- och Tåförband är tillverkad av en väv med ett unikt fästande silikonskikt och ett bandage som är speciellt utvecklat för fingrar och tår. Förbandet håftar inte på såret, är smidigt och formbart och tillåter maximal rörlighet för fingrar och tår. ADAPTIC® DIGIT förbandet appliceras snabbt och enkelt och kan lätt tas bort vid förbandsbyte utan att fastna eller orsaka annan skada.

Indikationer

ADAPTIC® DIGIT förbandet är indikerat för lindriga till svåra finger- och tåblesstyr.

BRUKSANVISNING

Förberedelser

1. Förbered såret enligt lokala rutiner.
2. Kontrollera att huden runt såret är torr.

Applicering av förbandet

1. Drag bort det blanka skyddspappret (se diagram 1).
2. Placera den icke vidhäftande remsan mitt över finger/tå-spetsen och stryk försiktigt ned fikarna längs fingrets/tåns sidor så att de täcker den skadade huden (se diagram 2).
3. Rulla ned det nedre/inre tub-bandaget över remsan (och eventuell extra kompress) och därefter det övre/yttre för att få ett dubbelt förbandslager som skydd för fingret/tån (se diagram 3).

Förbandet får inte återanvändas.

Får ej omsteriliserats!

Används ej om produktförpackningen är skadad.

Sista användningsdatum för denna produkt är tryckt på förpackningen.

Bladet framtaget: maj 2011

(NL) Produktbeschrijving

ADAPTIC® DIGIT niet verklevend Verband voor vingers en tenen is gemaakt van een uniek weefsel, voorzien van een kleverige siliconelaag, en een rolverband dat speciaal voor het verbinden van vingers en tenen ontwikkeld is. Het verband verkleeft niet aan de wond, het is zeer goed aan te brengen en is niet te dik zodat het een maximale bewegelijkheid van de vinger of teen biedt. ADAPTIC® DIGIT verband is snel en gemakkelijk aan te brengen. Het verwijderen kan schoon en zonder het veroorzaken van trauma gebeuren.

Indicaties

ADAPTIC® DIGIT verband is geïndiceerd voor de behandeling van diverse lichte tot zware vinger- en teenblesures.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voorbereiding

1. Bereid de wond voor volgens het wondbehandelingsprotocol.
2. Zorg voor een droge directe omgeving van de wond.

Aanbrengen van het verband

1. Verwijder de gladde applicatie strip (zie schets 1).
2. Breng de primaire niet verklevende strook aan op de vinger- of teentop en druk de strook zachtjes aan zodat de gewonde huid bedekt is (zie schets 2).
3. Rol de onderste laag van het rolverband over de primaire strook (evt. kan men nog een gaasje om de strook aanleggen). Vervolgens rolt u de bovenste laag van het rolverband af ten behoeve van extra bescherming (zie schets 3).

Niet opnieuw gebruiken.

Niet opnieuw steriliseren.

Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is.

De vervaldatum van dit product staat op de verpakking.

Samengesteld: mei 2011

(PT) Descrição do Produto

A Compressa Digit al não aderente ADAPTIC® DIGIT é um sistema único constituído por uma malha revestida a silicone e uma ligadura tubular especialmente concebida para o tratamento de dedos. A compressa não adere à ferida, é confortável e não volumosa permitindo, consequentemente, a flexibilidade do dedo. A compressa ADAPTIC® DIGIT é rápida e facilmente aplicável e removível da ferida, minimizando o trauma.

Indicação

A compressa ADAPTIC® DIGIT está indicada para o tratamento de feridas ligeiras a graves nos dedos.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparação da ferida

1. Preparar a ferida de acordo com o protocolo de tratamento de feridas.
2. Assegurar que a pele envolvente da ferida se encontra seca.

Aplicação do penso

1. Remova a faixa adesiva protectora (ver diagrama 1).
2. Coloque a compressa primária não aderente na ponta do dedo e deslize-a suavemente para cobrir alguma pele danificada (ver diagrama 2).
3. Desenrole a primeira ligadura ao longo da compressa primária (coloque uma compressa secundária se necessário). Desenrole a seguir a segunda ligadura, para que se forme uma dupla camada de protecção (ver diagrama 3).

Não reutilizar.

Não reesterilizar.

Não utilizar, se a embalagem estiver danificada.

O prazo de validade deste produto está impresso na embalagem.

Folheto preparado: Maio 2011

(FI) Tuotteen kuvaus

Tarttumaton ADAPTIC® DIGIT Sormisidos/Varvasidos, joka muodostuu ainutlaatuisesta silikonilla päällystetystä haavalapusta sekä sidoksesta, on suunniteltu erityisesti sormi- ja varvasvammojen hoitoon. Sidos ei tartu haavaan, on miellyttävän joustava ja mukautuu hyvin, antaen maksimaalisen liikkumavapauden sidosalle sormelle/varpaalle. ADAPTIC® DIGIT on helppo vaihtaa, sidos irtoaa helposti ja potilas välttyy tarpeettomalta kivulta.

Käyttöaiheet

Tarttumaton ADAPTIC® DIGIT - kaikkein sormi-/varvasvammoilhin.

KÄYTTÖ

Haavakohdan valmistelu

1. Valmistele haava paikallisen haavanhoitokäytännön mukaan.
2. Varmista, että haavaa ympäröivä iho on kuiva.

Siteen asetus

1. Poista kiiltävä suojakalvo (kuva 1).
2. Aseta alin, tarttumaton kerros sormenpäätä vasten ja tasoi se varovasti vaurioalueen päälle (kuva 2).
3. Rullaa putkisteen alempi kerros tarttumattoman sidekerroksen päälle (asetä lisäside tarvittaessa). Rullaa sitten päällimmäinen kerros sormeen, jolloin saadaan kaksikerroksinen suojaava putkisiide (kuva 3).

Ei saa käyttää uudelleen.

Ei saa steriloida uudelleen.

Älä käytä, jos pakkauks on vahingoittunut.

Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

Esite valmistettu: toukokuu 2011

(DA) Produktbeskrivelse

ADAPTIC® DIGIT ikke-klæbende Finger- og Tåforbinding er fremstillet af et unikt silikonebelagt væv og en bandage, der er specielt udviklet til behandlingen af fingre og tæer. Forbindingen hænger ikke fast i såret, er meget smidig og med en god pasform, hvilket medfører størst mulig bevægelsesfrihed. ADAPTIC® DIGIT forbindingen er nem og hurtigt at applicere, og kan desuden aftages meget enkelt og smertefrit.

Indikationer

ADAPTIC® DIGIT forbindingen er beregnet til behandling af næsten alle typer enkle og komplicerede finger- og tåskader.

BRUGSANVISNING

Forberedelse af såret

1. Rens såret i henhold til lokale rutiner.
2. Sørg for, at huden omkring såret er tør.

Applicering

1. Fjern dækpapiret (se diagram 1).
2. Placer det silikonebelagte væv over finger- eller tåspidsen, og glat det forsigtigt ud over den ødelagte hud (se diagram 2).
3. Rul den inderste gæzhylsterbandage ned over det første lag (hvis det er nødvendigt, kan der forinden lægges et ekstra kompres). Rul derpå den yderste gæzhylsterbandage på, således at den udgør et dobbeltlag, beskyttende rør (se diagram 3).

Må ikke genbruges.

Må ikke resteriliseres.

Må ikke anvendes hvis produktpakningen er beskadiget.

Udløbsdatoen er påtrykt emballagen.

Brochure udarbejdet: maj 2011

(EL) Περιγραφή Προϊόντος

Το δαχτυλικό, μη-κολλητικό επίθεμα ADAPTIC® DIGIT είναι κατασκευασμένο από ένα μοναδικό, κολλώδες, σιλικονούχο υλικό, με επίδεσμο ειδικά κατασκευασμένο για επιδέσει δαχτύλων. Το επίθεμα δεν κολλά στο τραύμα, είναι άνετο, καθόλου ογκώδες και γι' αυτό επιτρέπει μέγιστη ευλυγισία. Το δαχτυλικό επίθεμα ADAPTIC® DIGIT είναι γρήγορο, εύκολο στη χρήση και αφαιρείται εύκολα ελαχιστοποιώντας τον τραυματισμό.

Ενδείξεις

Το επίθεμα ADAPTIC® DIGIT ενδείκνυται για την περιποίηση ελαφρών έως σοβαρών δαχτυλικών τραυματίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία της περιοχής

1. Προετοιμάστε τη περιοχή βάση πρωτοκόλλου.
2. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα γύρω από το τραύμα είναι στεγνό.

Εφαρμογή του επιθέματος

1. Αφαιρέστε την γυαλιστερή ταινία από το πίσω μέρος (βλ. διάγραμμα 1).
2. Εφαρμόστε το αρχικό, μη-κολλητική στρώμα πάνω στο άκρο του δαχτύλου και στρώστε την απαλά, ώστε να καλυφθεί όλο το τραυματισμένο δέρμα (βλ. διάγραμμα 2).
3. Ξετυλίξτε προς τα κάτω το δαχτυλίδι του ωληνοειδούς επιδέσμου πάνω από την αρχική ταινία (μπορείτε να βάλετε και δεύτερο επίδεσμο εάν χρειάζεται). Συνεχίστε με το δαχτυλίδι της κορυφής, ώστε να σχηματισθεί ένας διπλός σωλήνας για πιο μεγάλη προστασία (βλ. διάγραμμα 3).

Να μην επαναχρησιμοποιείται.

Να μην επαναποστειρωέται.

Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί.

Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος είναι τυπωμένη στη συσκευασία.

Προετοιμασία φυλλαδίου: Μάιος 2011

(NO) Produktbeskrivelse

ADAPTIC® DIGIT ikke-klæbende bandasje for fingre og tær er laget av et unikt klebrig silikonbelagt stoff med en bandasje som er spesialdesignet for forbinding av fingre og tær. Bandasjen kleber ikke til såret, er behagelig og ikke for stor, slik at det er mulig med maksimal fleksibilitet for fingre og tær. ADAPTIC® DIGIT er hurtig og enkel å påføre og fjernes lett fra såret, slik at trauma minimeres.

Indikasjoner

ADAPTIC® DIGIT bandasje indikeres til å håndtere en rekke mindre til alvorlige skader på fingre og tær.

BRUKSANVISNING

Forberedelse av sårstedet

1. Forbered såret etter sårhåndteringsprotokoll.
2. Se til at huden som omgir såret er tørt.

Påføring av bandasje

1. Fjern den skinnende bakstrimmelen (se diagram 1).
2. Plasser primært ikke-klæbende lag over tuppen av finger eller tå og glatt forsiktig ut for å dekke all ødelagt hud (se diagram 2).
3. Rull ned nedre ring av slangebandasjen over den primære strimmelen (og sekundær bandasje ved behov). Følg dette med toppringen for å danne en slange med dobbelt lag for beskyttelse (se diagram 3).

Skal ikke brukes på nytt.

Skal ikke resteriliseres.

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.

Utløbsdato for dette produktet er trykket på pakningen.

Hefet utarbeidet: mai 2011

(PL) Opis produktu

Nieprzywierający opatrunek na palec ADAPTIC® DIGIT, wykonany z tkaniny powleczonej unikalnym, lepkim silikonem oraz bandażą, przewidziany jest do opatrzywania palców rąk i stóp. Opatrunek nie przywieraa do rany, nie uwiera i dopasowuje się do palca, zapewniając palcom maksymalną ruchomość. Opatrunek ADAPTIC® DIGIT można założyć łatwo i szybko, a przy zdejmowaniu gładko odchodzi od rany, minimalizując uraz.

Wskazania

Opatrunek ADAPTIC® DIGIT wskazany jest do leczenia lekkich i poważnych urazów palców.

SPOŚÓB UŻYTKOWANIA

Przygotowanie miejsca

1. Przygotować ranę zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nalożenie opatrunku

1. Usunąć blyszczący pasek ochronny (patrz rysunek 1).
2. Przyłożyć wewnętrzną, nie przywierającą warstwę opatrunku do czubka palca i delikatnie pokryć cały obszar uszkodzonej skóry (patrz rysunek 2).
3. Owinąć bandaż z dolnego zwoju wokół opatrunku wewnętrznego (i opatrunku zewnętrznego, jeżeli był potrzebny). Następnie owinąć palec bandażem z górnego zwoju, tworząc podwójną warstwę ochronną (patrz rysunek 3).

Nie używać ponownie.

Nie sterylizować ponownie.

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.

Data przygotowania ulotki: maj 2011

(HU) Termékleírás

Az ADAPTIC® DIGIT nem tapadó ujjkötészer egy sajátos tapadás, szilikon bevonatú szövetből készül, amelyet az ujjak és lábujjak bekötésére szánt kötszerkészítésnél láttak el. A kötszer nem tapad a sebbez, formakövető és nem vaskos, maximális mozgászabadságot biztosítja az ujjnak. Az ADAPTIC® DIGIT felhelyezése gyors és könnyű folyamat, eltávolításakor könnyen leválik a seb felületéről, és minimális traumával jár.

Javallatok

Az ADAPTIC® DIGIT kötszer a középestől súlyosig terjedő ujj sérülések kezelésére javallott.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Seb előkészítése

1. A sebet a sebbezelési protokoll szerint elő kell készíteni.
2. A seb körülü bölbőrületnek száraznak kell lennie.

A kötszer felhelyezése

1. Távolítsa el a hátoldali fényes csíkot (lásd az 1. diagramot).
2. Helyezze az elsőleget, nem tapadó réteget az ujj hegyére, majd óvatosan simítsa rá a sérült bőrrészre (lásd a 2. diagramot).
3. Görgesse rá az elsőleget csikra (és, ha szükséges, a másodlagos csizzerre) az alsó gyűrűn lévő kötszert. A felső gyűrűn lévő kötszert is görgesse rá, hogy egy dupla réteget védőcső jöjjön létre (lásd a 3. diagrammot).

Tilos ismételtel felhasználni.

Ne sterilizálja újra.

Ne használja, ha a csomagolás sérült.

A termék lejárati dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

A tájékoztató összeállításának időpontja: 2011. május

(SK) Popis prípravku

Neadherentný obväz na poranenia prstov ADAPTIC® DIGIT je vyrobený z jedinečnej lepiwej tkaniny so silikónovým povlakom a s bandažou, špeciálne navrhnutou na obväzovanie prstov na rukách alebo nohách. Tento obväz neprilne k rane, je pohodlný, nie je rozmerný, čo prstu ponecháva maximálnu flexibilitu. ADAPTIC® DIGIT sa aplikuje rýchlo a jednoducho, čisto sa sníma z rany, čím sa minimalizuje trauma.

Indikácie

Obväz ADAPTIC® má široké využitie a môže sa použiť u miernych, až ťažkých úrazov prstov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava rany

1. Ranu ošetríte v súlade s protokolom ošetrovania rany.
2. Dbajte, aby okolie rany bolo suché.

Aplikácia obväzu na ranu

1. Odstráňte lesklý krycí pružok (pozri diagram 1).
2. Priložte primárnu neadherentnú vrstvu na špičku prsta a jemne ju vyrovnajte, aby sa zakryla poranená koža (pozri diagram 2).
3. Ponad primárny pružok odvírite spodný prstencový pružok (v prípade potreby aj cez sekundárny obväz). Rovnaký postup zopakujte s horným prstencom, čím sa vytvorí dvojitá vrstva ochranná rúrka (pozri diagram 3).

Len na jedno použitie.

Výrobok znovu nesterilizujte.

Nepoužívajte, ak je balenie poškodené.

Datum použiteľnosti tohto prípravku je vytlačeny na obale.

Leták pripravený: maj 2011

(SL) Opis izdelka

ADAPTIC® DIGIT nelepljiva obevza za prste je narejena iz edinstvene tkanine, obložene z lepiljivim silikonom, s povojem, ki je narejen posebej za obezovanje prstov na rokah in nogah. Obevza se ne lepi na rano, je udobna in ni debela ali okorna, zato omogoča maksimalno gibljivost prstov. ADAPTIC® DIGIT je mogoče hitro in enostavno uporabiti ter snažno odstraniti z rane, kar minimizira travmo.