

INSTRUCTIONS / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIES /ISTRUZIONI / INSTRUCCIONES / VEJLEDNING / INSTRUKTIONER / INSTRUÇÕES / TALIMATLAR / ΟΔΗΓΙΕΣ / OHJEET / BRUKSANVISNING

		1	2	3	4	5	6
EN	Use to isolate and control enteric fistula, ostomy stoma, and wound effluent from nearby tissue and dressings.	Disinfect per your hospital protocol. Do not autoclave. Cut base open. Trim to best fit wound bed surface.	Cut 4 cm hole in dressing centered over fistula or ostomy.	Insert device so flanges seat on top and bottom of dressing.	Place assembled dressing over fistula or ostomy to isolate effluent.	Seal with adhesive drape. Cut drape from inner ring. Apply ostomy pouch.	Check wound bed 24 hours after first placement. Single use only.
DE	Zur Überwachung von Darmfisteln, Stoma und Fistelsekret und zur Isolierung vom umgebenden Gewebe und Verbänden.	Gemäß dem geltenden Hygieneplan des Krankenhauses desinfizieren. Nicht autoklavieren. Basis aufschneiden. So zurechtschneiden, dass sie auf die Oberfläche des Wundbetts passt.	Ein 4 cm großes Loch in den Schaum schneiden, der über der Fistel oder dem Stoma platziert ist.	Führen Sie die Vorrichtung so ein, dass die Ränder am oberen und unteren Ende des Schaums sitzen.	Die zusammengefügte Wundauflage über der Fistel oder dem Stoma platziieren, um den Ausfluss der Fistel oder des Stoma zu isolieren.	Mit selbsthaftender Folie abdichten. Die Folie vom inneren Ring schneiden. Stomabeutel anbringen.	Das Wundbett muss 24 Stunden nach der Erstplatzierung überprüft werden. Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet.
NL	Gebruik voor het isoleren en controleren van enterale fistels, stoma's en afscheidende van nabijgelegen weefsel en verbanden.	Desinfecteer volgens het protocol van uw ziekenhuis. Niet autoclaven. Knip de onderkant open. Knip bij zodat het hulpmiddel goed op het wondbedoppervlak past.	Knip een gat van 4 cm in het verband, met de fistel of stoma in het midden.	Plaats het hulpmiddel zo, dat de uitsteekende randen boven en onder het verband liggen.	Plaats het samengestelde verband over de fistel of stoma om de afscheidende te isoleren.	Sluit af met de kleeffolie. Knip de folie in de binnenring weg. Bevestig de stomazak.	Controleer het wondbed 24 uur na de eerste plaatsing. Uitsluitend voor eenmalig gebruik.
FR	Utiliser pour isoler et contrôler une fistule entérique, une stomie et l'effluent de plaie des tissus et des pansements avoisinants.	Désinfecter selon le protocole de l'hôpital. Ne pas passer à l'autoclave. Coupez la base afin d'obtenir une ouverture. Retailler pour adapter à la surface du lit de la plaie.	Couper un trou de 4 cm dans le pansement centré sur la fistule ou la stomie.	Insérer le dispositif de manière à ce que les brides reposent sur le haut et le bas du pansement.	Placer le pansement assemblé sur la fistule ou la stomie pour isoler l'effluent.	Recouvrir hermétiquement avec le film adhésif. Créer une ouverture sur le film adhésif à l'intérieur de la bague. Appliquer le sac de stomie.	Vérifier le lit de la plaie 24 heures après le premier positionnement. Produit à usage exclusivement unique.
IT	Utilizzabile per controllare una fistola enterica una o stomia e isolare il tessuto e le medicazioni circostanti dagli effuenti.	Disinfettare seguendo il protocollo ospedaliero. Non autoclavare. Tagliare la base per aprire. Rifilare il dispositivo per adattarlo alla superficie del letto della ferita.	Tagliare un foro di 4 cm nella medicazione in schiuma, centrato sulla fistola o sulla stomia.	Inserire il dispositivo in modo che le flange aderiscano alla superficie superiore e inferiore della medicazione.	Posizionare la medicazione con il dispositivo inserito al di sopra della fistola o della stomia per isolare gli effuenti.	Sigillare con telo chirurgico adesivo. Tagliare il telo lungo il perimetro dell'anello interno. Applicare il sacchetto per stomia.	Controllare il letto della ferita a 24 ore dal primo posizionamento. Esclusivamente monouso.
ES	Se utiliza para aislar y controlar la fistula entérica, el estoma de ostomía y la supuración de la herida procedente de tejidos y vendajes cercanos.	Desinfectar según el protocolo del hospital. No autoclavar. Cortar la base abierta. Cortar para ajustarlo a la superficie del lecho de la herida.	Cortar un orificio de 4 cm en el apósito, centrado sobre la fistula o la ostomía.	Insertar el producto para que las bridas se asienten en la parte superior e inferior del apósito.	Colocar el apósito ensamblado sobre la fistula o la ostomía para aislar la supuración.	Sellar con la película adhesiva. Cortar la película del anillo interior. Colocar la bolsa de ostomía.	Revisar la base de la herida 24 horas después de la primera colocación. Un solo uso.
DA	Anvendes til at isolere enteriske fistler og stomaer og håndtere sårsekret fra nærliggende væv og forbindinger.	Desinficeres ifølge hospitallets protokol. Må ikke autoklaves. Klip den til, så den er åben i bunden, og så den passer til sårburden.	Klip et 4 cm hul i forbindingen, så det er centreret over fistlen eller stoma.	Indfør anordningen, så kraverne passer til toppen og bunden af forbindingen.	Placer hele forbindingen over fistlen eller stoma, så sekret isoleres.	Forsegles med selvklæbende film. Klip filmen væk fra hullet i ringen. Pásæt stompisen.	Kontrollér sårburden 24 timer efter første anlæggelse. Kun til engangsbrug.
SV	Används för att isolera och kontrollera enterokutan fistel, stomi och sårvätska från närliggande vävnad och förband.	Desinficera enligt sjukhusets rutiner. Får inte autoklaveras. Klipp bort basen. Anpassa till bästa passform mot sårböddens yta.	Klipp ett hål på 4 cm i förbandet, centrerat över fisteln eller stomin.	För in enheten så att kanterna placeras på ovans- och undersida av förbandet.	Placera det monterade förbandet över fisteln eller stomin för att isolera utflödet.	Försälat med självhäftande särskild film. Klipp ut hål i särskilda från innerringen. Aplicera stompäse.	Kontrollera sårbödden 24 timmar efter första omläggningen. Endast för engångsbruk.
PT BR	Utilize para isolar e controlar fistulas entéricas, estomas de ostomias e respectivos effuentes, evitando o contato com tecido adjacente e curativos.	Desinfete de acordo com o protocolo do seu hospital. Não autoclavre. Corte a base para abrir um orifício. Em seguida, apare as bordas para obter um melhor contato com a superfície do leito da ferida.	Corte um orifício de 4 cm no curativo e posicione esse orifício sobre a fistula ou sobre a ostomia.	Introduza o dispositivo de modo que uma aba fique por cima do curativo e a outra por baixo.	Coloque o curativo preparado sobre a fistula ou sobre a ostomia para isolar o effuente.	Vede com película adesiva. Corte a parte da película que fica no meio do anel interno. Em seguida, aplique a bolsa de ostomia.	Verifique o leito da ferida 24 horas depois da primeira aplicação. Apenas para uso único.
TR	Enterik fistül, ostomi stoması ve yara akıntısını yakındaki dokularla pansumanlardan ayırmak ve kontrol etmek için kullanılır.	Hastane protokolünüze göre dezenfekte edin. Otoklava sokmayın. Tabanı keserek açın. Yara yatağı yüzeyine en iyi uyacak şekilde kırın.	Fistül veya ostomi üzerinde ortalanmış olarak pansumanda 4 cm delik açın.	Çıkıntıları pansumanın üstüne ve altına oturacak şekilde cihazı yerleştirin.	Akıntıya ayırmak için, hazırlanmış pansumunu fistü veya ostomi üzerine yerleştirin.	Yapışkan örtüyle sıztayı önlemeyin. Örtüyü iç halkadan kesin. Ostomi torbasını uygulayın.	İlk yerleştirmeden 24 saat sonra yara yatağını kontrol edin. Sadece tek kullanımlıktır.
EL	Xρησιμοποιήστε για απομόνωση και έλεγχο των εντερικών συριγγιών, των τεχνητών στομάτων και των εκκριτών τραυμάτων από παρακέμενο ιστό και επιδέσμους.	Απολυμάνετε σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου ιδρύματος. Μην αποστειρώνετε σε αυτοκάυσο. Κόψτε τη βάση για να ανοίξετε τη στοκευασία. Περικόψτε για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του πιθήμενου τραύματος.	Κόψτε μια οπή 4 cm στον επίδεσμο και ευθυγραμμίστε την πάνω από το συρίγγιο ή τη στορία.	Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο ώστε οι στεγανωτικοί διακτύλιοι να εδράζουν στο πάνω και στο κάτω μέρος του επίδεσμου.	Τοποθετήστε τον προτομαρμένο επίδεσμο πάνω από το συρίγγιο ή τη στορία για να απομονώσετε τη διαρροή εντερικού περιεχομένου.	Σφραγίστε με συγκρατητικό οθόνιο. Κόψτε το οθόνιο που επικαλύπτει το εσωτερικό διακτύλιο. Εφαρμόστε το σπασικά στομίας.	Ελέγχετε τον πυθμένα του τραύματος 24 ώρες μετά την πρώτη ποτοθέτηση. Για μία χρήση μόνο.
FI	Käytetään enteeriensifistelin, avanteen ja haavan erittien hallintaan ja eristämiseen ympäriovistä kudoksesta ja sidoksista.	Desinfioi sairaalan käytännön mukaisesti. Ei saa autoklavoida. Leikkaa tyvi auki. Leikkaa vähine siten, että se sopii mahdollisimman hyvin haavapohjan pinnalle.	Leikkaa sidokseen 4 cm:n aukko fistelin tai avanteen kohdalle.	Laita vähine aukkoon siten, että sen laipat ovat sidoksen ylä- ja alapuolella.	Aseta sidoskooppano fistelin tai avanteen pääille erittien eristämiseksi.	Tiivistä tarrapeitteinen avulla. Leikkaa peite sisemmän renkaan kohdalta. Kiinnitä avanneppussi.	Tarkista haavapohja 24 tunnin kuluttua ensimmäisestä asettamisesta. Vain kertakäytöön.
NO	Bruk for å isolere og kontrollere enterisk fistel, stoma, og sårveske fra nærliggende vev og forbindinger.	Desinfiser i samsvar med sykehushets protokoll. Ikke autoklaver. Klipp av den lukkede enden. Beskjær den slik at den tilpasses sårbunnen på best mulig måte.	Klipp et hull på 4 cm i forbindingen rett over fistelen eller stomen.	Sett inn enheten slik at kantene blir plassert på oversiden og undersiden av forbindingen.	Plasser forbindingen over fistelen eller stomen for å isolere væskeren.	Forseg med tapen. Klipp av draperingen som er over den indre ringen. Fest stompisen.	Kontroller sårrområdet 24 timer etter første plassering. Kun for engangsbruk.



ORGANIZAČNÍ POKYNY / INŠTRUKCIE / INSTRUKCJE / UTASÍTÁS / INSTRUKCIJE / NAVODILA / ИНСТРУКЦИИ / НҮСҚАУЛАР / JUHEND / INSTRUKCIOS / INSTRUCTIUNI / ИНСТРУКЦИИ / INSTRUKCIJAS

CS	Výrobek se používá k izolaci a kontrole enterickej písťeli, stomických otvorov a výtoku od prehléhlých tkání a krytí.	Dezinifikujte podľa príslušného nemocničného protokolu. Nesterilizujte v autokláve. Odstráňte dno, aby sa vytvoril otvor. Písťihneťe tak, aby bol zajištený do nejlepší kontakt s plochou lúžka rány.	V kryti vystrihnite otvor o průměru 4 cm vycentrovaný na písťeli alebo stomii.	Vložte zdravotnický prosifedek tak, aby lemy dosedały na horní a spodní stranu kryti.	Sestavené kryti umiestňte na písťeli alebo stomii tak, aby byl izolovaný výtok.	Utěsněte lepicí rouškou. Ve vnitřním prostoru prsteňe roušky vystrihněte. Pak nasadte stomický vak.	24 hodin po první aplikaci kontroly lúžko rány. Pouze k jednorázovému použití.
SK	Použíte na izoláciu a kontrolu črevnej fistuly, stómie a na izolovanie okolitého tkaniva a krytie da črevného obsahu.	Dezinifikujte podľa nemocničného protokolu. Nesterilizujte v autokláve. Vystrihnite otvor v základni. Zastrihnite tak, aby pomôcka čo najlepšie prilehala k povrchu lúžka rany.	Do krytia vystrihnite 4 cm otvor v mieste nad fistulou alebo stómou.	Vložte pomôcku tak, aby jej okraje prilehali ku krytiu z vrchnej a spodnej strany.	Umiestnite pripravené krytie na fistulu alebo stómiu, aby ste izolovali výtok.	Prelepte lepiacou fóliou. Vystrihnrite do fólie otvor vo vnútornom krúžku. Založte stomické vrecko.	Lúžko rany skontrolujte po 24 hodinach od prvého umiestnenia pomôcky. Len na jedno použitie.
PL	Wyrób stosowany do kontroli i odseparowania przetok jelitowych, otworów stomijnych i wysięków z ran od sąsiadujących tkanek i opatrunków.	Odkąpić zgodnie z protokołem szpitalnym. Nie wyjawiać w autoklawie. Odciąć dolną część wyrobu. Przyćiąć w celu optymalnego dopasowania do powierzchni lożyska rany.	Wyciąć w opatrunku piankowym otwór o średnicy 4 cm tak, aby po umieszczeniu opatrunku w ranie przetoka lub stoma znajdowała się pośrodku otworu.	Wsunąć wyrób w otwór w opatrunku tak, aby jego krzyże znajdowały się na górnjej i dolnej powierzchni opatrunku.	Umieścić tak przygotowany opatrunki nad przetoką lub stomią, aby odspierać ewentualny wyciek treści jelitowej.	Uszczelniać, nakładając chirurgiczną folię samoprzylepną. Wyciąć folię w środkowej części wewnętrznego pierścienia. Zalożyć worek stomijny.	Sprawdzić stan lożyska rany 24 godzin po zalożeniu wyrobu po raz pierwszy. Tylko do jednorazowego użytku.
HU	Használja bélfisztrula, osztómás szórtma és sebkörnyéki szövetekből vagy kötszerből származó szennyeződéstől való izolálására és kontrollálására.	Fertőtlenítse az intézmény előírásai szerint. Ne autoklávozza. Vágja fel az alapot. Vágja körbe a sebágyhoz való legjobb illeszkedéshez.	Vágjon egy 4 cm-es lyukat a fisztrula vagy az osztómia helye fölé elhelyezett kötszerbe.	Helyezze be az eszközöt úgy, hogy a karimák a kötszer a fisztrula vagy osztómia helye fölre a szennyeződés izolálására.	Helyezze az összeállított kötszert a fisztrula vagy osztómia helye fölre a szennyeződés izolálására.	Zárja öntapadós izolálófilmmel. A filmet vágja el a belső gyűrűtől. Erősítse fel az osztómálatasakot.	Az első elhelyezés után 24 órával ellenőrizze a sebágyat. Kizárolag egyszeri használatra.
HR	Upotrijebite za izolaciju i kontrolu crijevne fistule, stome i effuenta iz rane iz obližnjih tkiva u oblogu.	Desinficirati u skladu s bolničkim protokolom. Ne obrađivati u autoklavu. Razrezite donji dio. Određite po potrebi tako da bude što više u skladu s površinom dna rane.	Razrezite otvor od 4 cm u oblozi iznad fistule ili stome.	Umetnute uređaj tako da prirubnice prionu na vrh i dno obloge.	Pripremljeni oblogu postavite preko fistule ili stome da biste izolirali effuent.	Prekrijte oblogom sa samolepivim rubovima. Razrezite oblogu oko unutarnjeg prstena. Postavite vrećicu za stому.	Pregledajte dno rane 24 sata nakon prvog postavljanja. Samo za jednokratnu upotrebu.
SL	Uporabite za izolacijo in nadzor enterične fistule, stome in izločkov glede na sosednja tkiva in obvezu.	Razkužite v skladu z bolnišničnim protokolom. Ne avtoklavirajte. Odrezite in odprite spodnji del. Obrežite in zagotovite kar najboljše prileganje ležišču rane.	Na obvezi izrežite 4-cm odprtino, ki naj se nahaja nad fistulo ali stomo.	Vstavite pripomoček, tako da se robovi prilegajo zgornjem in spodnjem delu obvez.	Pripravljeno obvezo namestite nad fistulo ali stomo, da izolirate izločke.	Pričvrstite s samolepljivo folijo. Na notranjem krogu izrežite odprtino. Namestite stalno vrečko.	Pregledajte dno rane 24 ur po prvi namestitvi preverite ležišče rane. Samo za enkratno uporabo.
RU	Использовать для изоляции и контроля тонкокишечного свища, устья стомы, а также для отведения раневого экссудата от близлежащей ткани и повязки.	Дезинфицировать в соответствии с установленным в больнице протоколом. Не автоклавировать. Отрезать основание. Подковнять для наилучшего совпадения с поверхностью раневого ложа.	Вырезать в повязке отверстие диаметром 4 см. Центр отверстия должен располагаться над свищом или стомой.	Вставить устройство таким образом, чтобы выступающие кромки оказались на верхней и нижней поверхности повязки.	Разместить повязку в сборе с устройством поверх свища или стомы для изоляции кишечного отделяемого.	Загерметизировать при помощи адгезивной пленки. Обрезать пленку по краю внутреннего кольца. Присоединить калоприемник.	Проверить раневое ложе через 24 часа после первой установки устройства. Только для одноразового использования.
KK	Аш ішектің жыланқозын, ауыз саясын оқшаулап басқару және айналасындағы тіннен және тәңкыш материалдардан шығатын сұйықтықты оралып үшін пайдаланыңыз.	Еммананың бекітілген протоколына сәйкес дезинфекциялаңыз. Автоклавлен ендеменіз. Негізі санылауды кесіңіз. Жаралың бетінде жайлай орналасындағы етіп кесіп алыңыз.	Жыланқоз немесе ауыз үстінің ортасына көзделген тәңкыш материалында 4 см санылау кесіңіз.	Күрьылғыны тәңкыш материалындаң жоғары және теменгі жаңындағы шығыңын жерлерінен отыратында етіп енгізіңіз.	Шығатын сүйіктікты оқшаулап ушін жиналған тәңкыш материалының жыланқоздың немесе ауыздаң үстінен қойыңыз.	Жабықсақ қорғағыш материалынан тұтынадың жыланқозынан кесіңіз. Көрғағыш материалының бойымен кесіңіз. Нәхік кабылдаштышты қолданыңыз.	Бірінші орналастырылғаннан 24 сағат еткенден кейін жаралың бетін тексеріңіз. Тек бир рет пайдаланыңыз.
ET	Kasutatakse soolefistuli, stoomi ning kõrvalevasuvatest kudedest ja sidemetest nõrguva vedeliku isoleerimiseks ja kontrollimiseks.	Desinfiteerige haigla standardite kohaselt. Ärge autoklaavige. Lõigake põhi lahti. Kärgipe haavapõhja pinnaga sobitamiseks.	Lõigake fistuli või stoomi peale sobitatud sidemesse 4 cm ava.	Paiutage seade ja sellesse nii, et äärikud on sideme komplekt vedeliku isoleerimiseks fistuli või stoomi peale.	Asetage seade ja sideme komplekt vedeliku isoleerimiseks fistuli või stoomi peale.	Tihendage kleepkilega. Lõigake kilet pilki sidemist ringi. Paigaldage stoomikott.	Kontrollige haavapõhja 24 tundi pärast esmakordset paigutamist. Vaid ühekordseks kasutuseks.
LT	Naudokite norėdami izoliuoti nuo aplinkinių audinių ir tvarsčių ir kontroliuoti iš žarnyno fistulės, žarnyno stomas ar žaidžių ištiekantį turinį.	Desinfekuokite pagal ligoninės protokolą. Negalima autoklavuoti. Pagrinėti iškirptinė anga. Pamatuokite, kad atitiktų žaidžos pagrindo paviršių.	Ant fistulės ar stomas sucentruotame tvarstyje iškirptie 4 cm skyle.	Ikiškite įtaisā taip, kad jo kraštai būtų ties tvarstyje viršumi ir apačia.	Uždékite surinktą tvarstį ant fistulės arba stomas, izoliuodami ištiekantį turinį.	Izoliuokite lipnia juosta. Iškirpkitė juostą iš vidinio žiedo. Pritvirtinkite stomas maišeli.	Patirkinkite žaidžą praėjus 24 val. po pirmojo uždėjimo. Tik vienkartiniam naudojimui.
RO	Utilizați pentru a izola și pentru a controla fistula enterică, stoma și effluentul din plagă față de țesutul și de pansamentele învecinate.	Desinfectați conform protocolului din spital dumneavoastră. Nu sterilizați în autoclavă. Tăiați baza realizând un orificiu. Decupați pentru a se potrivi optim cu suprafața patului plăgi.	Realizați un orificiu de 4 cm în pansiamentul central pe fistulă sau pe stoma.	Introduceți dispozitivul astfel încât bridlele să se sprânceneze pe partea superioară și inferioară ale pansiamentului.	Așezați pansiamentul asamblat peste fistulă sau peste stoma pentru a izola effuentul.	Elansați cu bandă adezivă. Tăiați banda adezivă de pe inelul interior. Aplicați săculeul pentru stoma.	Verificați patul plăgi după 24 de ore de la prima amplasare. Strict de unică folosință.
BG	Използвайте за изолиране и контрол на ентерична фистула, стома и рана с изтичащ секрет от близка тъкан и превръзки.	Дезинфекцирайте според протокола на вашата болница. Да не се поставя в автоклав. Отрежете основата. Изрежете така, че да пасне най-добре на повърхността на раневото ложе.	Изрежете 4-сантиметров отвор в превръзката, центрирана над фистулата или остомията.	Поставете устройството така, че ръбовете да застанат над горната и долната част на превръзката.	Поставете слободната превръзка над фистулата или остомията, за да изолирате изтичането на секрет.	Затворете плътно със запояща се стерилна покривка. Изрежете стерилната покривка откъм вътрешния кръг. Поставете торбичката за остомия.	Проверете раневото ложе 24 часа след първото поставяне. Само за еднократна употреба.
LV	Izmantojet, lai izolētu un savāktu zarnu fistulas, stomas un brūces eksudātu no tuvumā esošiem audiem un pārsējiem.	Desinficējet saskāņā ar slimības protokolu. Neapstrādājet autokāvā. Nogrieziet pamatiņu, lai atvērtu. Apgrēziet atbilstoši brūces pamatnes virsmai.	Pārsējā, kura centrs ir novietots virs fistulas vai stomas, izgrēziet augšpusē un apakšpusē.	Levietojiet ierīci tā, lai atlik piegulētu pārsēja augšpusē un apakšpusē.	Novietojiet pārsēju ar iestiprināto ierīci virs fistulas vai stomas, lai izolētu eksudātu.	Noslēdziet ar līmējošo pārkāļu. Izgrēziet līmējošo pārkāļu no iekšējā gredzena. Lietojiet stomas maišu.	Pārbaudiet brūces pamatiņu, kad ir pagājušas 24 stundas pēc pirmās novietošanas. Paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

