



V.A.C.[®]
Therapy

Ontworpen voor mobiele patiënten

3M[™] ActiV.A.C.[™] Therapy System



De 3M™ ActiV.A.C.™ Therapy Unit is een draagbaar systeem voor wondbehandeling met negatieve druk bedoeld voor mobiele patiënten.

Deze ergonomisch ontworpen unit heeft de volgende kenmerken:

Voor de patiënt

- ▶ licht van gewicht; weegt slechts 1,08 kg;
- ▶ compacte grootte met een laag profiel dat dicht bij het lichaam kan worden gedragen;
- ▶ gebruiksvriendelijke therapie met aan/uit-bediening met een druk op de knop;
- ▶ waarschuwingmeldingen die eenvoudig te herkennen en corrigeren zijn;
- ▶ opvangbeker voor 300 ml met eenvoudige, snelle ontgrendeling;
- ▶ acculevensduur 14 uur om dagelijkse activiteiten te kunnen doen.



Voor de behandelaar

3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology

Alleen 3M™ V.A.C.® Therapy Systems bieden de gepatenteerde SensaT.R.A.C. Technology, die een realtime feedbacksysteem voor de druk biedt.

- ▶ Past de pompcapaciteit aan het wondgebied aan, waarbij de afstand tot de wond, de wondpositie, de kenmerken van het exsudaat en de bewegingen van de patiënt worden gecompenseerd
- ▶ Levert en handhaaft geprogrammeerde negatieve druk ter ondersteuning van optimale genezingsresultaten

3M™ Seal Check™ optie

Ontworpen om behandelaars en patiënten te helpen lekkage door negatieve druk te identificeren en te verhelpen.

- ▶ Direct feedback. Geluids- en visuele signalen worden in realtime gegeven, zodat wondverbandlekkages gemakkelijk kunnen worden opgespoord.
- ▶ Meer vertrouwen in de therapie. Een goede afdichting ondersteunt het behoud van de geprogrammeerde therapie ter ondersteuning van een optimale wondgenezing
- ▶ Mogelijke vermindering van het aantal ongeplande bezoeken. Eenvoudiger voor behandelaars om te helpen bij het oplossen van problemen via de telefoon

Instellingsgids

Aanbevolen therapie-instellingen en drukbereiken zijn voorgeprogrammeerd voor de aangegeven typen wonden:

- ▶ Eenvoudige installatie. Met voorgeprogrammeerde instellingen per wondtype kunnen behandelaars de therapie snel en efficiënt starten
- ▶ Gebruiksgemak. Intuïtieve bedieningsfuncties vergemakkelijken het gebruik, met name voor behandelaars die niet zo vertrouwd zijn met V.A.C.® Therapy

Rapportage behandelingsgeschiedenis

Documenteert de naleving van de V.A.C.® Therapy.

- ▶ Bewaakt het therapiegebruik, de instellingen, de duur, en het verwisselen van het wondverband en de opvangbeker om te helpen verifiëren of de patiënten de voorgeschreven therapie krijgen
- ▶ USB-poort voor gemakkelijk downloaden van gegevens

Vereenvoudigd touchscreen

Verbeterde, vereenvoudigde bedieningsfuncties:

- ▶ Eenvoudige navigatie. Met full-colour interface met intuïtieve touchscreenbediening
- ▶ Vereenvoudigde patiëntmodus. Gebruiksvriendelijk en begrijpelijk

Opties voor 3M™ V.A.C.® Dressing met 3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology

Speciaal ontworpen wondverband, omdat elke wond anders is.



3M™ V.A.C.® Simplace™ Dressings

Ontworpen om het aanbrengen van de V.A.C.® Dressing te vereenvoudigen.

- ▶ Helpt bij het creëren van een omgeving die genezing bevordert door de vorming van granulatieweefsel te vergemakkelijken
- ▶ Minder stappen, eenvoudiger en sneller aanbrengen
- ▶ Spiraalvormig foam is eenvoudig op maat te maken zonder schaar
- ▶ Het ontwerp maakt het makkelijk de brugtechniek toe te passen



3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressings

Een geavanceerd wondverband bedoeld om de vorming van granulatieweefsel te bevorderen en de verwijdering van exsudaat te verbeteren.

- ▶ Kan eenvoudig op maat worden geknipt tot een perfecte pasvorm voor diepe en onregelmatige wonden
- ▶ Kan op maat worden gemaakt voor overbruggingstechnieken bij de behandeling van meerdere wonden



3M™ SensaT.R.A.C.™ pad

Alleen de SensaT.R.A.C.™ Technology meet, bewaakt en beheert actief de nauwkeurige toediening van de door de arts voorgeschreven therapie in het wondgebied.

- ▶ Ontwikkeld met het oog op het comfort van de patiënt
- ▶ Pad van flexibel materiaal voor eenvoudig aanbrengen over lichaamscontouren
- ▶ Onopvallend ontwerp met een laag profiel



3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressings

Ideaal voor gebruik bij wonden op drukgevoelige plaatsen die moeten worden overbrugd.

- ▶ Voorgevormde onderdelen, bedoeld om het aanbrengen van het wondverband te vereenvoudigen
- ▶ De geïntegreerde brug maakt het mogelijk om de SensaT.R.A.C. pad zonder direct contact met de wond aan te brengen
- ▶ Vochtafvoerende lagen zorgen ervoor dat de intacte huid droog blijft
- ▶ Maakt het gebruik van V.A.C.® Therapy in combinatie met drukontlastende therapieën mogelijk



3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressings

Meer dan een gewoon wondverband met zilver.

- ▶ Combineert de voordelen van V.A.C.® Therapy en zilver in één wondverband, waarbij geen aanvullende zilverlagen nodig zijn
- ▶ Bedoeld voor gebruik met V.A.C.® Therapy Systems



3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressings

Comfortabel en veelzijdig wondverband.

- ▶ Kan worden gebruikt over huidtransplantaten met een gespleten dikte
- ▶ Ondersteunt huidflappen en huidtransplantaten
- ▶ Hogere treksterkte (dan V.A.C.® Granufoam™ Dressing) wanneer eenvoudige verwijdering uit tunnels en ondermijningen van belang is
- ▶ Aanbevolen in situaties waarin er een groot risico is op hypergranulatie

Bestelinformatie 3M™ V.A.C.® Dressings en accessoires

Onderdeelnummer	Omschrijving	Doos aantal
Standaard		
M8275051/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – Small	10
M8275051/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – Small	5
M8275052/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – Medium	10
M8275052/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – Medium	5
M8275053/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – Large	10
M8275053/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – Large	5
M8275065/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – X-Large	5
Zilver		
M8275098/10	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing/Dressing Kit – Small	10
M8275098/5	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing/Dressing Kit – Small	5
M8275096/10	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing/Dressing Kit – Medium	10
M8275096/5	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing/Dressing Kit – Medium	5
M8275099/10	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing/Dressing Kit – Large	10
M8275099/5	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing/Dressing Kit – Large	5
Gebruiksgemak		
M8275045/5	3M™ V.A.C.® Simplace™ Ex Dressing Kit – Medium	5
M8275046/5	3M™ V.A.C.® Simplace™ Ex Dressing Kit – Small	5
M8275042/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressing Kit	10
M8275042/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressing Kit	5
M8275044/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge XG Dressing Kit	5
Minder klevend*		
*Dan 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressings		
M6275033/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing, uitsluitend foam – Small	10
M6275034/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing, uitsluitend foam – Large	10
M8275067/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit – Large	10
M8275067/5	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit – Large	5
M8275068/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit – Small	10
M8275068/5	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit – Small	5
Accessoires		
M6275009/10	3M™ V.A.C.® Drape	10
M6275026/10	3M™ V.A.C.® Gel	10
M6275066/10	3M™ V.A.C.® Y-Connector	10
M6275066/5	3M™ V.A.C.® Y-Connector	5
M6275069/10	3M™ V.A.C.® Tubing Cap	10
M6275069/5	3M™ V.A.C.® Tubing Cap	5
3M™ ACTIV.A.C.™ opvangbekers		
M8275058/10	3M™ ActiV.A.C.™ 300 ml-opvangbeker met gel	10
M8275058/5	3M™ ActiV.A.C.™ 300 ml-opvangbeker met gel	5

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

Opmerking: Wegwerponderdelen van het 3M™ V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) Therapy System, waaronder het foamwondverband (bijv. 3M™ V.A.C.® Granufoam™, 3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ of 3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing), slangen en folie zijn steriel verpakt en vervaardigd zonder natuurlijk rubberlatex. De opvangbekers voor de 3M™ V.A.C.® Therapy Unit zijn verpakt in een steriel vloeistofpad en vervaardigd zonder natuurlijk rubberlatex. Alle wegwerponderdelen van het V.A.C.® Therapy System zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Voor een veilig en effectief gebruik mogen de V.A.C.® Granufoam®, V.A.C.® Granufoam Silver™ en V.A.C. Whitefoam™ Dressings uitsluitend worden gebruikt met V.A.C.® Therapy Units.