


Product portfolio

Diabetes



**WE
TAKE
CARE.**

KWALITEIT TEGEN EEN BETAALBARE PRIJS

Het doel van GD Medical is een zo volledig mogelijk portfolio aan diabeteshulpmiddelen te kunnen leveren, waarbij wij staan voor kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

We bieden een uitgebreid portfolio eigen diabeteshulpmiddelen onder de merknamen Diatesse® en Ht One®, bestaande uit bloedglucose-meters, teststrips, (veiligheids)lancetten en (veiligheids)pennaalden.

Sinds kort bieden we ook de Glunovo glucose sensor aan in de Benelux- markt.

We hebben een nauwe samenwerking met landelijke medische speciaalzaken, fabrikanten, voorschrijvers en certificerende instanties.

Ons ervaren team met gespecialiseerde medewerkers beschikt over vakinhoudelijke en marktkennis op het gebied van diabeteshulpmiddelen en de vergoedingssystematiek.

**WE
TAKE
CARE.**

INHOUD

1. Glucose sensor	4
Glu Novo Flash Glucose Monitoring System	5
Glu Novo p3 CGM System	6
2. Bloedglucosemeters	7
Diatessé XPER	8
TD Gluco	10
3. Teststrips	11
Diatessé XPER glucose	12
Diatessé ketonen	12
TD Gluco glucose	12
4. Pennaalden	13
Ht One ReadyGard™ Duo veiligheidspennaald	14
Ht One Plus Fine insuline pennaalden	15
5. Prikpen	16
Diatessé prikpen Soft	16
6. Lancetten	17
Ht One veiligheidslancetten Flex	18
Ht One veiligheidslancetten	19
Ht One lancetten	20
7. Dextrose tabletten & gel	21
Lift Glucotabs dextrosetabletten	22
Glucogel	22
8. Bestelinformatie	23
9. Contactgegevens	24

1. GLUCOSE SENSOR



GLUNOVO FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Glnovo Flash is een flash glucose monitoring systeem bestemd voor de Nederlandse markt. Glnovo Flash geeft op vraag de bloedglucosewaarde en de trend van de bloedglucosewaarden in een grafiek weer.

Het Glnovo Flash systeem wordt gecombineerd met de **Glnovo E2s app**. De verbinding tussen de sensor en de app gaat via Bluetooth®. Het plaatsen van de sensor gaat zeer intuïtief. Verder zijn zowel de app als de online- omgeving zeer overzichtelijk, zodat zowel de gebruiker als de behandelaar snel inzicht heeft in de trends en patronen.

Bij het Glnovo Flash systeem zijn de glucosegegevens alleen zichtbaar als de gebruiker de app opent en op de speciale Flash- button drukt in de app.

Het systeem heeft een alarmfunctie voor hoog en laag alarmen. Deze zijn naar eigen inzicht in te stellen. De gebruiker ontvangt een alarmmelding in het scherm, wanneer de verbinding tussen de zender en de app aanwezig is.

Kenmerken

- Sensorperiode 14 dagen
- Automatische upload naar webportal
- Zender kan tot 3 jaar worden gebruikt
- Geen kalibratie nodig
- IPX27 waterdicht
- Data kan met toestemming gedeeld worden



GLUNOVO P3 CGM SYSTEM

Glunovo P3 is een continu glucose monitoring systeem (verkrijgbaar in België en Luxemburg). Glunovo P3 CGM geeft continu de bloedglucosewaarde en de trend van de bloedglucosewaarden in een grafiek weer.

Het Glunovo p3 CGM systeem wordt gecombineerd met de **Glunovo Pro app**. De verbinding tussen de sensor en de app gaat via Bluetooth®. Het plaatsen van de sensor gaat zeer intuïtief. Verder zijn zowel de app als de online- omgeving zeer overzichtelijk, zodat zowel de gebruiker als de behandelaar snel inzicht heeft in de trends en patronen.

Het systeem heeft een alarmfunctie voor hoog en laag alarmen. Deze zijn naar eigen inzicht in te stellen. De gebruiker ontvangt een alarmmelding in het scherm, wanneer de verbinding tussen de zender en de app aanwezig is.

Kenmerken

- Sensorperiode 14 dagen
- Automatische upload naar webportal
- Zender kan tot 3 jaar worden gebruikt
- Geen kalibratie nodig
- IPX27 waterdicht
- Data kan met toestemming gedeeld worden



2. BLOEDGLUCOSEMETERS



DIATESSE XPER BLOEDGLUCOSE & KETONENMETER



Diatesse XPER is een zeer gebruiksvriendelijke en nauwkeurige glucosemeter. Deze meter wordt geleverd in een compleet startpakket. Naast glucose heeft deze meter ook de mogelijkheid ketonen te meten.

Belangrijkste eigenschappen Diatesse XPER bloedglucose & ketonenmeter:

- Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de Diatesse XPER een nauwkeurigheid behaalt van $\pm 10\%$. In Nederland ligt deze norm op 15%.
- Duidelijk, groot en verlicht display.
- Bluetooth® en USB-datakoppeling.
- Optioneel: maaltijdmarkering.
- Breed hematocrietbereik (0-70 L/L).
- Handleiding in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans & Deens.
- Gebruikersvideo's in 7 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Arabisch en Pools.



KETONEN

Mogelijkheid ketonen te meten

- Aangezien een ketoacidose in combinatie met diabetes kan leiden tot een diabetische coma is het meten van ketonen onder speciale omstandigheden sterk aan te raden.

Makkelijk in gebruik

- Eenvoudige menustructuur
- Uitgebreid geheugen (1000 metingen)
- De metingen zijn eenvoudig uit te lezen via de GlucoCheck- app (zowel voor Android als iOS of via de computer (draadloos of via een USB- kabel)
- Door de strip- uitwerpfunctie hoeft de gebruiker de teststrip niet aan te raken, wel zo hygiënisch.

Geschikt voor meerdere doelgroepen

- Mensen met diabetes die weinig hoeven meten, vanwege de lange houdbaarheid van de teststrips.
- Mensen met diabetes die juist veel moeten meten of deze meter gebruiken om te kalibreren, vanwege de nauwkeurige resultaten.
- Ook geschikt voor neonataal en dialyse-patiënten vanwege het brede hematocrietbereik (0-70 L/L).

Resultaat bijhouden

- GlucoCheck app inclusief bolus calculator
- Mogelijkheid aan te geven of een bloedglucosewaarde voor (AC) of na (PC) een maaltijd is ingevoerd
- Computer software beschikbaar
- De metingen kunnen in een handig overzicht gedeeld worden met de behandelaar

Overige technische kenmerken

- Bluetooth® en USB- datakoppeling
- Automatische herkenning controle vloeistof

Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo's in 7 talen: <https://www.gdmedical.nl/product/diatesse-xper/>
(Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Arabisch en Turks)

De Diatesse XPER bloedglucosemeter is verkrijgbaar in een startpakket.

Deze bevat:

- 1 Diatesse XPER meter
- 1 prikpen
- 10 Diatesse XPER glucose teststrips
- 10 Lancetten
- 2 batterijen (1.5V AAA)
- Gebruiksaanwijzing
- Opbergetui





TD GLUCO BLUETOOTH BLOEDGLUCOSEMETER

De TD Gluco Bluetooth® is een eenvoudig te gebruiken bloedglucosemeter (alleen verkrijgbaar in Nederland).

Belangrijkste eigenschappen:

- Uit te lezen via de GlucoCheck app middels een Bluetooth connectie.
- Groot LCD scherm met achtergrondverlichting.
- Strip- uitwerp functie voorkomt contact met bloed.
- Zeer klein bloedmonster benodigd van slechts 0.5 µL.
- Uitslag binnen 5 seconden.
- Geen zuurstofinterferentie door gebruikmaking GDH-FAD enzym.
- Mogelijkheid aan te geven of een bloedglucosewaarde voor (AC) of na (PC) een maaltijd is ingevoerd.

Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo in 4 talen: <https://www.gdmedical.nl/product/td-gluco-bluetooth-ht-one-3/>

De TD Gluco Bluetooth® meter is verkrijgbaar in een startpakket.

Deze bevat:

- 1 TD Gluco Bluetooth® meter
- 1 prikpen
- 10 TD Gluco teststrips
- 10 lancetten
- 2 batterijen (1.5V AAA)
- Gebruiksaanwijzing
- Opbergetui



3. TESTSTRIPS



DIATESSE XPER TESTSTRIPS - GLUCOSE

De Diatesse XPER teststrip bevat een zeer doordachte technologie met maar één doel: de gebruiker de meest betrouwbare meting garanderen.

Door toepassing van goud als geleidend materiaal wordt een zeer hoge stabiliteit bereikt. De Diatesse XPER teststrip beschikt daarnaast over 1 algemene opzuigopening die overgaat in 2 afzonderlijke interne opzuigopeningen en 5 elektrodes. De 5e elektrode controleert het (eventueel) te weinig aangeboden bloedvolume of luchtbellens. Met een monstergrootte van slechts 0,5 µl geeft de Diatesse XPER teststrip binnen 5 seconden het resultaat van de meting.



De Diatesse XPER teststrips kunnen worden gebruikt tot en met de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Dit is uniek aangezien de meeste teststrips binnen 3 tot 6 maanden na openen van de verpakking gebruikt moeten worden. Hierdoor zijn deze strips ook ideaal voor patiënten die niet veel hoeven te testen.



Nieuw in ons assortiment zijn de Diatesse XPER teststrips verpakt per stuk (50 stuks in een doosje).

DIATESSE TESTSTRIPS - KETONEN

De Diatesse teststrips ketonen zijn specifiek ontwikkeld om ketonen te meten.

Aangezien een ketoacidose in combinatie met diabetes kan leiden tot een diabetische coma is het meten van ketonen in specifieke situaties sterk aan te raden.



TD GLUCO TESTSTRIPS – GLUCOSE

- Zeer klein bloedmonster nog van slechts 0.5 µl nodig.
- Meetresultaat binnen 5 seconden.



4. (VEILIGHEIDS)PENNAALDEN



HT ONE READYGARD™ DUO VEILIGHEIDSPENNAALD

Bij de Ht One ReadyGard™ Duo-veiligheidspennaald wordt de naald na gebruik aan de voor- en achterkant verborgen, waardoor de zorgverlener minder aan de naald wordt blootgesteld.

Zowel voor- als na gebruik van de duo veiligheidspennaald is er geen risico voor de gebruiker en de zorgverlener op prikaccidenten, waarmee dit product volledig tegemoet komt aan de huidige veiligheidseisen.

Door de beschermcover op de Ht One ReadyGard™ Duo veiligheidspennaald levert het prikken voor de gebruiker minder angst op, aangezien de naald niet goed zichtbaar is.

Na gebruik wordt door middel van een duidelijke **rode indicator** aangegeven dat de veiligheidspennaald is gebruikt.

Het belangrijkste voordeel t.o.v. andere Duo veiligheidspennaalden is dat door het grotere contactoppervlak van de ReadyGard Duo, er minder druk uitgeoefend hoeft te worden op de huid wat het prikken comfortabeler maakt voor de gebruiker. Daarnaast zijn er minder stappen nodig in het gebruik, waardoor de toepassing eenvoudig en snel uitgevoerd kan worden.

De Ht One ReadyGard™ Duo veiligheidspennaald is momenteel beschikbaar in onderstaande maat:



5mm – 31 G - 100 stuks per verpakking



HT ONE PLUS FINE INSULINE PENNAALDEN

Ht One PlusFine pennaalden zijn bestemd voor de toediening van insuline. Ze zijn steriel en voor eenmalig gebruik.

De pennaalden zijn universeel en passen op alle gangbare insulinepennen.

De pennaalden hebben een silicone coating voor comfortabel prikken zonder huid-irritatie.

Elk type pennaald heeft een eigen kleur.



Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo: <https://www.gdmedical.nl/product/diabetes-pennaalden/>

De Ht One Plus Fine insuline pennaalden zijn beschikbaar in vier afmetingen: 4mm, 5mm, 6mm en 8mm.

Verpakking in 4 talen.



4mm:
0.23mm 32G x 4mm



5mm:
0.25mm 31G x 5mm



6mm:
0.25mm 31G x 6mm



8mm:
0.25mm 31G x 8mm

6. (VEILIGHEIDS)LANCETTEN

Ht one



HT ONE VEILIGHEIDSLANCET FLEX

De Ht One veiligheidslancet Flex vergroot de flexibiliteit en het comfort voor patiënten met drie instelbare prikdieptes. Daarbij is de zorgverlener optimaal beschermd tegen prikaccidenten.

Eenvoudig in gebruik

Het gewenste bloedvolume is eenvoudig te verkrijgen. Op de verpakking wordt aan de hand van pictogrammen helder uitgelegd hoe u onze veiligheidslancet Flex gebruikt en de gewenste prikdiepte kunt instellen.

Comfortabel prikken

De naaldpunt is facetgeslepen en heeft een siliconenlaag voor comfortabel prikken. Daarnaast zorgt dit voor optimale huidpenetratie en verzekert vrijwel pijnloze prikken. Geschikt voor volwassenen, kinderen onder 1 jaar en neonaten.

Veilig

Door het eenmalige gebruik is er geen risico op kruisbesmetting. Het unieke prikmechanisme sluit onbedoelde prikken uit, terwijl het lancet automatisch uit de huid wordt teruggetrokken voor optimale veiligheid.

De Ht One Veiligheidslancet Flex is verkrijgbaar in **twee varianten**, ieder instelbaar in **3 verschillende prikdieptes**:

- 23G met prikdieptes van 1.3mm, 1.8mm & 2.3mm
- 28G met prikdieptes van 1.3mm, 1.8mm & 2.3mm



HT ONE VEILIGHEIDSLANCETTEN

De Ht One veiligheidslancetten zijn veilig en eenvoudig in gebruik. Een prikken is niet nodig. Veiligheidslancetten worden veel gebruikt door zorgprofessionals, aangezien gebruik hiervan het risico op prikaccidenten voorkomt.

Veilig

- Het automatische terugtreksysteem voorkomt dat de scherpe naald, na gebruik, blootgesteld blijft.
- Hiermee wordt voorkomen dat iemand zichzelf of een ander per ongeluk prikt.

Comfortabel voor de gebruiker

- Verkrijgt dezelfde hoeveelheid bloed met beduidend minder pijn.
- De gepatenteerde technologie vermindert de kracht van de activering, het geluid en de vibratie.
- Ultra-scherpe kwaliteitsnaalden reduceren huidbeschadiging en pijn tot een minimum.
- Door de consistente prikdiepte wordt het risico op herhalen van de procedure verminderd.

Eenvoudig te gebruiken

- Dop eraf draaien en drukken.
- Geen prikken nodig en daarmee ook niet nodig om naalden te verwijderen en te plaatsen.
- Intuïtief in gebruik, geschikt voor alle leeftijden.
- Klein, makkelijk mee te nemen.

De Ht One veiligheidslancetten zijn beschikbaar in 4 maten/ prikdieptes:



HT ONE LANCETTEN

De Ht One lancetten zijn eenvoudig in gebruik, steriel, voor eenmalig gebruik en toepasbaar met de Diatesse prikpenen.

Door het universele ontwerp zijn de Ht One lancetten echter ook te gebruiken in combinatie met alle gangbare prikpenen.

De lancetten zijn beschikbaar in een naalddiameter van 28G en 30G en verpakt per 100 stuks.



5. PRIKPEN



DIATESSE PRIKPEN SOFT

De Diatesse prikpen Soft biedt onderstaande voordelen:

- Universeel model
- Te gebruiken met Ht-One lancetten (zie pag. 19)
- 9 prikniveaus
- Veilig & eenvoudig plaatsen en verwijderen van lancetten
- Uitgelijnd en gekalibreerd prikmechanisme (minder pijnlijk)
- Afsluitbare dop

Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo: <https://www.gdmedical.nl/product/diatesse-prikpen/>

Verpakking met instructie in 5 talen.



7. DEXTROSE TABLETTEN & GEL



LIFT GLUCOTABS DEXTROSETABLETTEEN & GLUCOGEL

Lift GlucoTabs bevatten 3,7 gram snel werkende koolhydraten. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijk de juiste dosis koolhydraten innemen voor meer energie.

Het unieke buisje van de Lift GlucoTabs houdt de tabletten vers, droog en beschermt ze tegen breken. De buisjes zijn gemakkelijk mee te nemen in een tas of broekzak. De buisjes zijn makkelijk navulbaar met 10 tabletten vanuit de navulverpakking van 50 stuks.

Lift GlucoTabs zijn verkrijgbaar per buisje met 10 stuks of navulverpakking van 50 stuks in de smaken:

- Citroen/limoen
- Bosbes
- Sinaasappel
- Framboos

Glucogel

Glucogel is een glucose gel die snel opgenomen wordt door het mondslijmvlies. Deze handige meeneem tubes zijn ideaal voor de momenten waarop snel energie nodig is.

Een verpakking bevat 3 tubes gel. Een tube bevatten 25 gram waarvan 40% glucose, oftewel 10 gram glucose per tube.



8. BESTELINFORMATIE

* Alleen verkrijgbaar in NL ** Alleen verkrijgbaar in België

ARTIKELCODE	PRODUCT OMSCHRIJVING
GD103771	Glunovo P3 sensor (2)
GD103770	Glunovo P3 transmitter (1)
GD101422	Diatesse XPER startpakket + 10 Diatesse XPER teststrips mmol/L
GD101905	Diatesse XPER startpakket + 10 Diatesse XPER teststrips mg/dL**
GD100850	Diatesse XPER teststrips (50 stuks/ verpakking)
GD104148	Diatesse XPER teststrips per stuk verpakt (50 stuks/verpakking)*
GD101439	Diatesse β - ketonen teststrips (10 stuks/verpakking)
GD101761	Ht One TD-GLUCO Bluetooth startpakket + 10 TD-GLUCO test strips*
GD100222	Ht One TD-GLUCO teststrips (50 stuks/verpakking)*
GD103699	Ht One ReadyGard Duo veiligheidspennaalden 5 mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD100225	Ht One Plusfine pennaalden 4mm 32G (100 stuks/ verpakking)
GD100156	Ht One Plusfine pennaalden 5mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD100157	Ht One Plusfine pennaalden 6mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD100158	Ht One Plusfine pennaalden 8mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD104122	Ht One Veiligheidslancet Flex 23G (1.3/1.8/2.3mm) (100 stuks/ verpakking)
GD104124	Ht One Veiligheidslancet Flex 28G (1.3/1.8/2.3mm) (100 stuks/ verpakking)
GD101226	Ht One veiligheidslancetten 1,5 mm (100 stuks/ verpakking)
GD100195	Ht One veiligheidslancetten 1,8 mm (100 stuks/ verpakking)
GD100196	Ht One veiligheidslancetten 2,2 mm (100 stuks/ verpakking)
GD101202	Ht One veiligheidslancetten 2,5 mm (100 stuks/ verpakking)
GD100141	Ht One lancetten 28G (100 stuks/ verpakking)
GD100194	Ht One lancetten 30G (100 stuks/ verpakking)
GD101840	Diatesse prikpen Soft (1)
GD100228	Controle vloeistof Ht One TD Gluco / Diatesse XPER 4ml (1)

8. BESTELINFORMATIE

[illegible]



CONTACTGEGEVENS

GD Medical

Hastelweg 224
5652 CL Eindhoven
Nederland
+31(0) 40 3031 090

Customer Service

+31(0) 40 30 31 099
customerservice@gdmedical.nl

Website

www.gdmedical.nl	www.diatesse.nl
www.glunovoflash.nl	www.ht-one.nl
www.glunovo-cgm.be	

**WE
TAKE
CARE.**