


Klinische overwegingen bij het starten met SNAP™ of ACTIV.A.C.™

Overwegingen bij het starten met ACTIV.A.C.™

- Matig tot hoog exsudaat volume
- Middelgrote tot grote wonden
- Gemiddelde tot hoge exsudaat viscositeit
- Diepere wonden
- Adequate cognitie

Overwegingen bij het starten met SNAP™ Therapy

- Weinig tot matig exsudaat volume
- Kleine tot middelgrote wonden
- Lage tot gemiddelde exsudaat viscositeit
- Relatief ondiepe wonden
- Gebruik bij lastiger locaties de SNAP™ Bridge Dressing of de SNAP™ SecurRing





### SNAP™ Therapy & SNAP™ PLUS Therapy cartridge

Artikelnummer	Druk	Capaciteit
SNPA125	-125mmHg	60ml
SNPA125P	-125mmHg	150ml



### SNAP™ geavanceerde wondverbandkit

Artikelnummer	Afmetingen	Interface
SKTF10X10	10cm x 10cm	Foam
SKTF15X15	15cm x 15cm	Foam



### SNAP™ Bridge-wondverbandkit

Artikelnummer	Afmetingen	Interface
BKTF14X11S	14cm x 11cm met SNAP™ SecurRing™-hydrocolloïd	Foam



### SNAP™ SecurRing™-hydrocolloïd (10 stuks)

Artikelnummer	Afmetingen
SRNG10	5cm diameter



### SNAP™ Therapy-riem (per stuk)

Artikelnummer	Afmetingen
STPAS	Small 46cm
STPAM	Medium 53cm
STPAL	Large 61cm



### SNAP™ PLUS Therapy-riem (per stuk)

Artikelnummer	Afmetingen
STPASP	Small 46cm
STPAMP	Medium 53cm
STPALP	Large 61cm

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw account manager, bellen met de GD Medical klantenservice op **040- 3031 099** of kijken op **gdmedical.nl**

**LET OP:** Er bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie voor producten en behandelingen van KCI. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing vóór toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.

©2016 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van KCI Licensing, Inc., zijn gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers. DSL#16-0639.NL (Rev.11/16)