





VOUWTECHNIEK




ACTISORB™ SILVER 220
ACTIVATED CHARCOAL DRESSING WITH SILVER

ACTISORB™ SILVER 220

ACTIVATED CHARCOAL DRESSING WITH SILVER

Vermindert aantoonbaar bij PEG-sondes:




Het kan worden gebruikt bij:




Vouwtechniek:

Vouwtechniek ACTISORB™
SILVER 220

Stap 1



Stap 2



De afmeting van 19 x 10cm kan worden opgerold en om de PEG-sonde worden geplaatst.



De ACTISORB™ Silver 220 niet knippen. Het kan worden gevouwen of gerold om te kunnen gebruiken bij alle geïndiceerde wonden.