

## Eéndelig, flexibel isolatiesysteem voor opvang en controle van fistelvocht

U wilt isolatie van	Oplossing	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fistels dunne darm</li> <li>• Ileostomie</li> </ul>	<p><b>WoundCrown®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene toepassing</li> <li>• Isoleert en controleert het vocht bij enterale fistels en stoma's</li> </ul>	 <p>Code #00860013000363</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinere fistels</li> <li>• Fistels aan de randen</li> <li>• Dieper gelegen fistel in wondgebied</li> </ul>	<p><b>Fistula Funnel®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taps toelopend ontwerp buigt mee om fistel aan randen te kunnen isoleren</li> <li>• Op maat te maken voor 1, 2, of 3 cm diameter isolatie gebied</li> </ul>	 <p>Code #00860013000370</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grote fistels</li> <li>• Groepen met fistels</li> <li>• Grote of apart gevormde wondgebieden</li> </ul>	<p><b>IsolatorStrip®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibele strip ontworpen om naar wens op maat te maken voor specifieke isolatie toepassingen</li> </ul>	 <p>Code #00860013000387</p>

## FISTULA SOLUTION® systemen:

- Zijn op zichzelf staande producten bedoeld om fistel vocht weg te voeren van het omliggende weefsel
- Voor gebruik in combinatie met het wondbeleid zoals voorgeschreven door de arts en/ of wondconsulent
- Het wondbeleid kan bestaan uit V.A.C.® Therapy of ABTHERA™ Open Abdomen Negative Pressure Therapy

Voor meer informatie of het bestellen van de fistelisolatie-systemen, kunt u contact opnemen met uw account manager bij GD Medical, bellen met onze klantenservice op **040- 3031 099** of kijken op **gdmedical.nl**

NB: de Wound Crown®, Fistula Funnel® en Isolator Strip® worden gemaakt door Fistula Solution. KCI is de exclusieve distributeur. Raadpleeg voor gebruik een arts en de product instructies.

Copyright 2016, 2017 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden. Fistula Funnel, Isolator Strip en Wound Crown zijn handelsmerken van Fistula Solution Corporation. Alle andere hier genoemde handelsmerken zijn eigendom van KCI Licensing, Inc., ihaar partners en/of licentiehouders PRA000386-RO-EMEA, EN (07/17)

