





FISTULA SOLUTION® à votre secours

DES SOLUTIONS SIMPLES ET
EFFICACES POUR PROTÉGER LE
LIT DE LA PLAIE DES EFFLUENTS



Nous proposons une gamme de produits personnalisables
et prêts à l'emploi pour éliminer la complexité de la prise en
charge des fistules complexes.

Besoin	Solution	Détails du produit	Fistule	Application du produit
Isole une petite fistule intestinale ou une iléostomie »»»»	 WOUND CROWN®	Isole et contrôle l'effluent des fistules entériques et des stomies		
Isole les fistules de petite taille, les fistules de la paroi ou les profondes crevasses au niveau du lit de la plaie »»»»	 FISTULA FUNNEL®	- Conception conique et flexible pour isoler les fistules de paroi - Peut être coupé pour isoler des zones de 1, 2 ou 3 centimètres de diamètre		
Isole des fistules de taille importante, un ensemble de fistules ou un lit de plaie de grande taille et de forme particulière »»»»	 ISOLATOR STRIP®	Bande flexible conçue pour prendre la forme qui convient à des applications particulières d'isolation		

SIMPLIFIEZ LE TRAITEMENT DES FISTULES

Fonctions novatrices		Avantages du produit
	Contrôle efficace des effluents¹	S'avère réduire les éléments suivants : • Les durées de séjour étendues chez les patients atteints de plaies abdominales¹ • Besoin d'une nutrition parentérale totale (NPT) et risque d'infection du cathéter PICC Line associé¹ • Coût total des soins de la plaie par séjour patient¹
	Solutions simples, prêtes à l'emploi • Trois options disponibles en vente libre : – WOUND CROWN® – FISTULA FUNNEL® – ISOLATOR STRIP® • Dispositif d'isolation en une pièce compressible • Fabriqué dans un matériau polymère souple	• Capacité à traiter différents nombres, tailles et types de fistules afin d'éloigner les effluents du site de la plaie • Mise en place du dispositif simple et facile à comprendre • Facile à découper et à adapter aux contours du lit de la plaie et aux variations des fistules
	Conception souple et adaptable • Compatible avec différents pansements • Collet convenant à une variété de poches de stomies standard • Structure unique avec soufflets	• Permet de conserver votre matériel actuel (pansements et poches de stomie) • S'adapte à la zone périfistulaire pour une meilleure étanchéité • Grâce à leur forme en soufflet, elles se courbent et s'adaptent facilement

Caractéristiques

WOUND CROWN®

Hauteur	4,8 cm (1,9 po)
Diamètre externe/Longueur	7 cm (2,8 po)
Diamètre interne/Largeur de canal	38 mm (1,5 po)
Durée de conservation	2 ans

FISTULA FUNNEL®

Hauteur	7,6 cm (3 po)
Diamètre externe/Longueur	9,2 cm (3,6 po)
Diamètre interne/Largeur de canal :	
• Soufflets les plus larges	30 mm (1,2 po)
• Base	10 mm (0,4 po)
Durée de conservation	2 ans

ISOLATOR STRIP®

Hauteur	3,4 cm (1,3 po)
Diamètre externe/Longueur	35,6 cm (14 po)
Diamètre interne/Largeur de canal	28 mm (1,1 po)
Durée de conservation	2 ans

Avant l'utilisation, désinfecter le produit en respectant le protocole hospitalier.

Pour plus d'informations ou pour commander les dispositifs d'isolation de fistule, contactez votre représentant KCI. Pour des questions cliniques ou techniques, contactez FISTULA SOLUTION® à l'adresse info@fistulasolution.com.

REMARQUE : les produits WOUND CROWN®, FISTULA FUNNEL® et ISOLATOR STRIP® sont fabriqués par FISTULA SOLUTION®. KCI en est le distributeur exclusif. Veuillez consulter un médecin et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation.

RÉFÉRENCE :

1. Fistula Solution Corporation. Fistula Solution Value. Site Web de Fistula Solution. www.fistulasolution.com. 2013. Connexion le 15 août 2017.

WOUND CROWN, FISTULA FUNNEL et ISOLATOR STRIP sont des marques de Fistula Solution Corporation.

Copyright 2018 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales sont la propriété de KCI Licensing, Inc., de ses filiales et/ou de ses concédants de licence. PRA-PM-FR-00052 (07/18)