

Aanbrenginstructie:

1. Bevestig de **Fecale Opvangzak** aan de connector van de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine door de opening van de zak op de opening van de connector te drukken.
2. Plaats de twee veiligheidshaken van de connector in de twee gaten in de **Fecale Opvangzak**, zodat de zak niet onbedoeld eraf valt.
3. Laat de **Fecale Opvangzak** maximaal 24 uur zitten voordat u deze vervangt, of vervang de zak wanneer deze 1000 ml vloeistof bevat.
4. De zak wordt vervangen door de **Fecale Opvangzak** te verwijderen van de connector van de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine en vervolgens het deksel van de zak stevig in de opening van de zak te plaatsen.
5. De zak kan vervolgens worden weggegooid.

5°C 30°C

Voor Eenmalig gebruik

Zie primaire verpakking

LOT Zie primaire verpakking

REF B10NL10

Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Denemarken

IFU versie NL-1.0

Aanbrenginstructie:

1. Bevestig de **Fecale Opvangzak** aan de connector van de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine door de opening van de zak op de opening van de connector te drukken.
2. Plaats de twee veiligheidshaken van de connector in de twee gaten in de **Fecale Opvangzak**, zodat de zak niet onbedoeld eraf valt.
3. Laat de **Fecale Opvangzak** maximaal 24 uur zitten voordat u deze vervangt, of vervang de zak wanneer deze 1000 ml vloeistof bevat.
4. De zak wordt vervangen door de **Fecale Opvangzak** te verwijderen van de connector van de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine en vervolgens het deksel van de zak stevig in de opening van de zak te plaatsen.
5. De zak kan vervolgens worden weggegooid.

5°C 30°C

Voor Eenmalig gebruik

Zie primaire verpakking

LOT Zie primaire verpakking

REF B10NL10

Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Denemarken

IFU versie NL-1.0

Gebruiksaanwijzing voor de **Fecale Opvangzak** van Furine

Beschrijving:

De **Fecale Opvangzak** van Furine is geschikt voor het opvangen van fecale vloeistof van patiënten met sijpelende feces. De vloeistof sijpelt uit de anale opening via de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine in de opvangzak. De **Fecale Opvangzak** van Furine moet dagelijks worden vervangen en vervolgens worden weggegooid.


Indicaties:

Furine's **Fecale Opvangzak** is geïndiceerd om fecale vloeistof op te vangen uit de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine.

Waarschuwingen:

Als er een fecale geur uit de fecale opvangzak komt, moet deze worden vervangen.

Als de geur aanhoudt na vervanging van de zak, moet het hele systeem worden vervangen, inclusief de katheter zelf.



Gebruiksaanwijzing voor de **Fecale Opvangzak** van Furine

Beschrijving:

De **Fecale Opvangzak** van Furine is geschikt voor het opvangen van fecale vloeistof van patiënten met sijpelende feces. De vloeistof sijpelt uit de anale opening via de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine in de opvangzak. De **Fecale Opvangzak** van Furine moet dagelijks worden vervangen en vervolgens worden weggegooid.

Indicaties:

Furine's **Fecale Opvangzak** is geïndiceerd om fecale vloeistof op te vangen uit de **Uitwendige Fecale Katheter** van Furine.

Waarschuwingen:

Als er een fecale geur uit de fecale opvangzak komt, moet deze worden vervangen.

Als de geur aanhoudt na vervanging van de zak, moet het hele systeem worden vervangen, inclusief de katheter zelf.

