

Aanbrenginstructie:

- Voordat de **Klevende Barrièrefilm** wordt aangebracht, moet de huid schoon en droog zijn, en gereinigd met olie of crème. De huid kan het beste worden voorbereid met Furine's **Medical Skin Wipe**, die alle overtollige olie of vet van de huid verwijdert.
- Met behulp van de swab wordt een dunne laag van de **Klevende Barrièrefilm** aangebracht op de huid in het gebied waar het product moet worden geplaatst.
- **NB. Klevende Barrièrefilm** mag **alleen** worden gebruikt in combinatie met de toepassing van producten van Furine. **Klevende Barrièrefilm** mag niet worden vervangen door andere kleefstoffen of films.
- **Klevende Barrièrefilm** moet ongeveer 60 seconden drogen voordat het klevende product wordt aangebracht. Zorg ervoor dat het product stevig op het hele oppervlak wordt gedrukt, waar het wordt aangebracht.

5°C 30°C

Voor eenmalig gebruik

Zie primaire verpakking

LOT Zie primaire verpakking

REF B20NL10

Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Denmark

IFU version NL-1.0

Aanbrenginstructie:

- Voordat de **Klevende Barrièrefilm** wordt aangebracht, moet de huid schoon en droog zijn, en gereinigd met olie of crème. De huid kan het beste worden voorbereid met Furine's **Medical Skin Wipe**, die alle overtollige olie of vet van de huid verwijdert.
- Met behulp van de swab wordt een dunne laag van de **Klevende Barrièrefilm** aangebracht op de huid in het gebied waar het product moet worden geplaatst.
- **NB. Klevende Barrièrefilm** mag **alleen** worden gebruikt in combinatie met de toepassing van producten van Furine. **Klevende Barrièrefilm** mag niet worden vervangen door andere kleefstoffen of films.
- **Klevende Barrièrefilm** moet ongeveer 60 seconden drogen voordat het klevende product wordt aangebracht. Zorg ervoor dat het product stevig op het hele oppervlak wordt gedrukt, waar het wordt aangebracht.

5°C 30°C

Voor eenmalig gebruik

Zie primaire verpakking

LOT Zie primaire verpakking

REF B20NL10

Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Denmark

IFU versie NL-1.0

Gebruiksaanwijzing voor de Klevende Barrièrefilm van Furine

Beschrijving:

- **Klevende Barrièrefilm** is een huidvriendelijke vloeistof op siliconenbasis die een barrièrefilm op de huid vormt. Het is ontwikkeld om het vermogen van de Klevende producten van Furine een goede grip op de huid te laten hebben en te ondersteunen. **Klevende Barrièrefilm** beschermt de huid en helpt de huid intact te houden tijdens het gebruik van de producten van Furine. **Klevende Barrièrefilm** wordt op de huid aangebracht voordat het product wordt aangebracht.


Indicaties:

- **Klevende Barrièrefilm** is geïndiceerd om de grip van de Klevende producten van Furine, zoals de **Uitwendige Fecale Katheter**, op de huid te ondersteunen.
- **Klevende Barrièrefilm** is geïndiceerd om de huid te beschermen van patiënten die lijden aan slijpende ontlasting.

Contra- indicaties:

- De **Klevende Barrièrefilm** van Furine mag niet worden gebruikt bij een bekende allergie voor de inhoud.
- De **Klevende Barrièrefilm** van Furine mag niet worden gebruikt op beschadigde huid of open wonden.

Bevat siloxaan



Gebruiksaanwijzing voor de Klevende Barrièrefilm van Furine

Beschrijving:

- **Klevende Barrièrefilm** is een huidvriendelijke vloeistof op siliconenbasis die een barrièrefilm op de huid vormt. Het is ontwikkeld om het vermogen van de Klevende producten van Furine een goede grip op de huid te laten hebben en te ondersteunen. **Klevende Barrièrefilm** beschermt de huid en helpt de huid intact te houden tijdens het gebruik van de producten van Furine. **Klevende Barrièrefilm** wordt op de huid aangebracht voordat het product wordt aangebracht.

Indicaties:

- **Klevende Barrièrefilm** is geïndiceerd om de grip van de Klevende producten van Furine, zoals de **Uitwendige Fecale Katheter**, op de huid te ondersteunen.
- **Klevende Barrièrefilm** is geïndiceerd om de huid te beschermen van patiënten die lijden aan slijpende ontlasting.

Contra- indicaties:

- De **Klevende Barrièrefilm** van Furine mag niet worden gebruikt bij een bekende allergie voor de inhoud.
- De **Klevende Barrièrefilm** van Furine mag niet worden gebruikt op beschadigde huid of open wonden.

Bevat siloxaan

