

Tulip[®]
AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

Productcatalogus 2021



Inhoudsopgave

Hub types en handvatopties	1
CellFriendly Gold Standard Instruments™	2-6
Tulip GEMS Single-Use Instruments™	7-9
Advanced Tissue Processing Systems voor MicroFat en TRUE NanoFat (TNF™)	10-12
Spuitvergrendelingen & Accessoires	13
Producten voor reiniging	14
Adapters, & Specialty instrumentarium	15

Hub types en handvatopties voor Tulip Gold Standard Instruments



Tulip SuperLuerLok™



Luer Lock



Power Cannula™

Bestel Tulip canules en harvesters als een compleet instrument uit één stuk, klaar voor gebruik met een aspiratiemachine voor liposuctie en procedures voor het oogsten van grote hoeveelheden vet. Tulip's CellFriendly canules kunnen worden besteld in een configuratie met een permanent handvat en slangpilaar.

Afmetingen standaard instrumentarium

GAUGE MICRO

25GA	0.3mm 0.51mm OD(0.31mm ID)
23GA	0.5mm 0.64mm OD(0.43mm ID)
20GA	0.7mm 0.91mm OD(0.66mm ID)
19GA	0.9mm 1.07mm OD(0.81mm ID)
18GA	1.2mm 1.27mm OD(0.98mm ID)
17GA	1.4mm 1.47mm OD(1.21mm ID)
16GA	1.6mm 1.65mm OD(1.36mm ID)

MACRO

14GA	2.1mm 2.11mm OD(1.70mm ID)
13GA	2.4mm 2.41mm OD(1.96mm ID)
11GA	3.0mm 3.05mm OD(2.39mm ID)
09GA	3.7mm 3.76mm OD(3.00mm ID)
07GA	4.6mm 4.57mm OD(3.81mm ID)



Voordelen van het gebruik van Tulip CellFriendly™ instrumentarium

Alle canules en injectors van Tulip zijn afgewerkt met de exclusieve CellFriendly coating van Tulip. Deze afwerking maakt dat het instrument soepel werkt. Verminderde wrijving zorgt voor minder stress en schade aan het weefsel voor een beter resultaat en is minder vermoeiend voor de chirurg tijdens de procedure.

CellFriendly Gold Standard Instruments[™]



Bensimon Micro Sculptor[™] *Signature Series*

Deze door Dr. Richard Bensimon ontworpen modificatie van de Tonnard harvester is ideaal voor het stimuleren van huidcontractie.



Carraway Harvester[™]

Ook verkrijgbaar als single-use

Dit spiraalvormig ontwerp met drie poorten is veilig en effectief bij meerdere vlakken. De Carraway Harvester wordt veelal gebruikt bij procedures met kleine volumes onder plaatselijke verdoving.



Flap[™]

De Flap is een voor meerdere doeleinden geschikte dissector, harvester en injector.




CellFriendly Gold Standard Instruments™



Mercedes™

Dit ontwerp met drie poorten oogst vanuit alle richtingen.



Miller Speed Harvester™

Ook verkrijgbaar als single-use

Een harvester met zes poorten die een maximaal weefselvolume kan oogsten in minimale tijd.



Pyramid™

Dit ontwerp met drie poorten kan efficiënt oogsten vanuit één richting.

CellFriendly Gold Standard Instruments™



Sorensen Harvester™

Ook verkrijgbaar als single-use

Deze, door Dr. Jesper Sorensen ontworpen harvester, is een minder agressieve multi-poort microfat harvester met afgeschuinde micro-poorten.



Standard™

Dit ontwerp met één poort oogst conservatief vanuit één richting.



Toledo V-Dissector™

Dit multifunctionele instrument, ontworpen door Dr. Luis Toledo, ondermijnt en maakt bindweefsel los en injecteert nieuw weefsel in de ruimte.

Ook portless beschikbaar - Zie hieronder



Fakih Portless V-Dissector™

De Fakih Portless V-Dissector is een gespecialiseerd hulpmiddel dat wordt gebruikt om dicht en vezelig weefsel voor te bereiden op infiltratie en weefselextractie. De snij-inkeping is erg handig voor ondermijning bij gezichtsbehandelingen en in gebieden waar het weefsel moet worden afgebroken vanwege acnelittekens, striae en andere vezelachtige afzettingen.

CellFriendly Gold Standard Instruments™



Tonnard Harvester™

Ook verkrijgbaar als single-use

Deze unieke harvester met meerdere poorten, ontworpen door Dr. Patrick Tonnard, met verhoogde, scherpe micropoorten, oogst efficiënt microvet.

15cm en korter= 12-poorten

20cm erlanger= 20-poorten



Trivisonno Micro Harvester™ *Signature Series*

Deze harvester ontworpen door Dr. Angelo Trivisonno, voert selectieve en veilige verwijdering uit van de SVF-rijke oppervlakkige vetlaag onder de diepe dermis.



Tumescent Infiltrator™

Ook verkrijgbaar als single-use

Een spiraalvormig instrument met meerdere poorten welke een gelijkmatige verdeling van de tumescente oplossing mogelijk.

CellFriendly Gold Standard Injectors[™]



Tulip Micro Injector[™]

Ook verkrijgbaar als single-use

Deze injector met stomp puntontwerp gaat moeiteloos door zacht weefsel en handhaaft de integriteit van de vasculaire structuur. Een werkpaard voor veilige injectie met een klein volume.

Ook verkrijgbaar als Curved Injector.



Spoon Tip Injector[™]

Ook verkrijgbaar als single-use

Een stompe, lepelvormige tip met een grotere poort voor snelle injectie van grotere volumes - uw werkpaard voor borst- en bilinjectie.



Tulip GEMS™ Single-Use Instruments

Eersteklas instrumenten en accessoires voor vetoverdracht voor eenmalig gebruik.

Tulip GEMS™ zijn ontworpen om het risico op kruisbesmetting te elimineren en tegelijkertijd topprestaties te leveren. Door de Tulip GEMS™ CellFriendly™ coating glijden de harvesters en injectoren moeiteloos door weefsel en zijn ze bestand tegen verstopping.

Beschikbaar in NIEUWE maten

GEMSTulip Micro Injectors™

Het kenmerkende Tulip Medical ontwerp van de stompe punt aan de zijkant is nu verkrijgbaar in twee nieuwe maten die perfect passen bij de door u gekozen microvet-alloquot-maten.

Nieuwe maten:

(23g) 0.5mm x 6cm - beschikbaar per doos van 10


(25g) 0.3 x 5cm - beschikbaar per doos van 10

BOOST uw MicroFat-transplantaten

Chirurgen over de hele wereld vullen hun microvet nu aan met TRUE NanoFat™ om hun injecties een boost te geven. Deze nieuwe micro-injectoren hebben de juiste maat voor het injecteren van TRUE NanoFat-supercharged microvet. Of je alleen verkleind microvet of TRUE NanoFat-supercharged microvet gebruikt, deze micro-injectoren zijn ideaal voor periorbitale, periorale, neus- en voorhoofdtoepassingen. Ze zijn ook uitstekend geschikt voor het herstellen van zacht weefsel in het voetvetkussen en voor herstel van het welzijn van vrouwen.

Zie het verschil met Tulip

Na verloop van tijd kunnen herbruikbare canules corroderen en poreuzer worden, waardoor potentiële plaatsen voor microbiële groei ontstaan. Met Tulip GEMS Premium zijn de risico's van infectie en kruisbesmetting met instrumenten voor eenmalig gebruik vrijwel geëlimineerd.



GEMS Single-Use Instruments & Injectors



GEMS Carraway Harvester™

Dit spiraalvormige ontwerp met drie poorten is veilig en effectief voor oogsten op meerdere vlakken. De Carraway Harvester wordt vaak gebruikt voor kleine ingrepen die worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.

Single-Use per doos van 10.



GEMS Miller Speed Harvester™

Een harvester met zes poorten die een maximaal weefselvolume oogst in minimale tijd.

Single-Use per doos van 10.



GEMS Sorensen Harvester™

Deze door Dr. Jesper Sorensen ontworpen harvester, is een minder agressieve multiport microfat harvester met afgeschuinde micropoorten.

Single-Use per doos van 10.



GEMS Tonnard Harvester™

Deze unieke harvester met meerdere poorten, ontworpen door Dr. Patrick Tonnard, heeft verhoogde, scherpe micropoorten, waardoor microvet efficiënt kan worden geoogst.

15cm en korter= 12-poorten

20cm en langer= 20-poorten

Single-Use per doos van 10.

GEMS Single-Use Infiltrators & Injectors



GEMS Tumescant Infiltrator™ **Single-Use**

Per doos van 10

Deze spiraalvormige Infiltrator met meerdere poorten maakt een gelijkmatige verdeling van de tumescente vloeistof mogelijk.



GEMS Spoon Tip Injector™ **Single-Use**

Per doos van 10

Een Injector met een stompe, lepelvormige tip en een grotere poort voor snelle injectie van grotere volumes - zeer geschikt voor injectie bij borst- en bilprocedures.



GEMS Tulip Micro Injector™ **Single-Use**


Per doos van 10

Deze Injector met stompe punt gaat moeiteloos door zacht weefsel en handhaaft de integriteit van de vasculaire structuur. Een werkpaard voor veilige injectie met een klein volume.

Advanced Tissue Processing Systems voor MicroFat end TRUE NanoFat (TNF™)

Het TRUE NanoFat-systeem van Tulip is ontworpen aan de hand van het klinisch gevalideerde protocol van Tulip voor het produceren van TRUE NanoFat. Tulip heeft dit protocol en de instrumentatie ontwikkeld in samenwerking met de pioniers van NanoFat, Dr. Tonnard en Dr. Verpaele uit Gent, België. De naam TRUE NanoFat is gekozen, omdat het voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd door Dr. Tonnard en Dr. Verpaele:

1. TRUE NanoFat moet consequent te injecteren zijn met een naald van 30G
2. TRUE NanoFat moet de cellulaire levensvatbaarheid van het oorspronkelijke weefsel behouden



TRUE NanoFat Kit (Gen 2)[™]

Kit voor 5 procedures

Dit gesloten systeem voor eenmalig gebruik, waarvoor patent is aangevraagd, helpt het vetweefsel op maat te maken, zodat het kan worden geïnjecteerd met naalden van 27G en 30G.

Inhoud kit voor 5 procedures:

- 5 stuks Single-Use NanoTransfer[™] Generation 2
- 5 stuks GEMS AnaerobicTransfer 2.4mm
- 5 stuks GEMS SizingTransfer 1.2mm
- 5 stuks GEMS SizingTransfer 1.4mm



TRUE NanoFat Set (Gen 1)[™]

Amerikaans patentnummer 10927347 en patent aangevraagd

Inhoud van de set:

- 1 stuks Tulip Nano Transfer[™] Generation I
- 10 stuks Steriele NanoTransfer Cartridges
- 1 stuks Reusable AnaerobicTransfer 2.4mm
- 1 stuks Reusable SizingTransfer 1.4mm
- 1 stuks Reusable SizingTransfer 1.2mm



NanoTransfer[™] Generation I Cartridges Single-Use

Voorgesteriliseerde cartridges voor eenmalig gebruik voor toepassing met de Generation I Nano Transfer.

Verkocht per doos van 5

Advanced Tissue Processing Systems voor MicroFat en TRUE NanoFat (TNF™)



Decanting Stand™

De ingebouwde anaërobe transfers worden gebruikt om geëxtraheerd weefsel voor te bereiden en over te brengen voor herinjectie. Het ontwerp van de decanteerstandaard zorgt ook voor een natuurlijke zwaartekrachtdecantering van het geëxtraheerde weefsel.

Maten:

60cc Toomey naar LuerLock

LuerLock naar LuerLock

Advanced Tissue Processing Systems voor MicroFat en TRUE NanoFat (TNF™)



NanoSpin Centrifuge System™

Dit gesloten systeem is de complete oplossing voor weefselverwerking in kleine volumes.

Het Tulip NanoSpin Crown-systeem levert de hoogwaardige vettransplantaten die u mag verwachten.

Tulip Crown™

U.S. Patentnummer 10039886

Het gepatenteerde ontwerp van de Crown houdt de inhoud van de spuit tijdens het centrifugeren in een vrijwel anaërobe atmosfeer. Bevestig eenvoudig een Crown aan de zuiger van de spuit, oogst en draai de zuiger eraf. De Crown heeft ook een extra, zelfsluitende extractiepoort voor het verwijderen van de inhoud van elke laag gecentrifugeerd weefsel.

Verkrijgbaar in de maten:

10cc BD
20cc BD
60cc Monoject

Syringe Tip Caps

Houdt de inhoud van uw spuit verzegeld.

Beschikbare opties spuiten caps:

A. LuerTip Caps

Steriel, single-use 5 packs met 10 stuks caps (50 single-use caps)

B. LuerTip Caps voor centrifugeren steriel, single-use
5 packs met 10 stuks caps (50 single-use caps)

C. ToomeyTip Caps niet-steriel, reusable
Voor 60cc ToomeyTip spuiten (1 pack met 5 caps)



Spuitvergrendelingen & accessoires



GEMS Miller OneSnap™ **Voor 60cc BD spuit** **Single-Use**

Per doos van 5

Gepatenteerde Miller OneSnap 60cc-spuitvergrendelingen voor eenmalig gebruik zijn ontworpen om het vacuüm op niveau te houden. Met een nieuw ontworpen plunjerclip wordt deze vergrendeling één met de plunjer die moeiteloos vacuümdruk levert. De Miller OneSnap levert een hogedruk vacuüm.



SnapLok™ Reusable

De SnapLoks passen in de plunjerflenzen van de liposuctiespuit. Wanneer de plunjer wordt uitgetrokken, klikt de vergrendeling open op de lip van het vat, waarna de liposuctiespuit onder vacuüm wordt gehouden voor een celvriendelijke vetextractie.

Beschikbaar in onderstaande maatvoeringen:

- 10cc (voor 10cc BD spuit)
- 20cc (voor 20cc spuit)
- 60cc (voor 60cc spuit)

GEMS Johnnie Snap™ **Voor 60cc en 20cc BD spuit** **Single-Use**

U.S. Patentnummer 10702656

Per doos van 5

De gepatenteerde GEMS Johnnie Snap 60cc en 20cc spuitvergrendelingen zijn ontworpen om het vacuüm op variabele drukniveaus te handhaven, van laag tot hoog. Met een nieuw ontworpen plunjerclip wordt deze vergrendeling één met de plunjer waardoor deze moeiteloos vacuümdruk levert.

De Johnnie Snap levert incrementeel lagedrukvacuüm met 2 vergrendelposities voor 20cc-spuiten en 3 vergrendelposities voor 60cc-spuiten.

Canule reinigingsproducten



Tulip SoftPicks™

Het reinigen van zelfs de kleinste herbruikbare CellFriendly-micro-injectoren is snel, gemakkelijk en voorzichtig. Door de garantie dat ze niet krassen, schuren of vervuilen, zijn Tulip Cannula Cleaning SoftPicks de ideale reinigungsoplossing voor eenmalig gebruik voor canules met een kleinere diameter en micro-injectoren.

Indien gewenst, autoclaveerbaar voor gebruik in het steriele veld.

- Micro - Voor reiniging van canules van 0.7mm & 0.9mm - per 10 stuks
- Small - Voor reiniging van canules van 1.2mm, 1.4mm & 1.6mm - per 10 stuks
- Medium- Voor reiniging van canules van 2.1 mm, 2.4mm & 3.0mm - per 10 stuks



CellFriendly Instrument Cleaning Brushes™

Deze borsteltjes zijn speciaal ontworpen om de CellFriendly canules te reinigen. De zachte gepatenteerde nylon borstelharen reinigen het lumen zonder het CellFriendly-oppervlak te beschadigen.

Gebruik alleen Tulipborstels en softpicks op Tulipcanules om de CellFriendly-voordelen te behouden.

Verkrijgbaar in verpakkingen van tien stuks.

Brush X/S - Past op 0.9mm en 1.2mm handvat - lengte 15cm

Brush S/M - Past op 1.4mm en 1.6mm handvat - lengte 20cm

Brush M - Past op 2.1mm, 2.4mm, 3.0mm handvat - lengte 30cm

Brush L - Past op 3.7mm en 4.6mm handvat - lengte 40cm

Brush M/L - Past op 2.1mm, 2.4mm, 3.0mm handvat - lengte 60cm

Brush Long XL - Past op 3.7mm en 4.6mm handvat - lengte 60cm

Adapters, & Specialty instrumentarium



Tulip Power Adapter™

De Tulip Power Adapter past de spuitcilinder aan voor gebruik met een liposuctie-aspiratiemachine.

Beschikbare maten:
10/12cc Monoject
20cc BD
20cc Monoject
60cc Monoject
60cc BD



Tulip Universal Syringe Adapters™

De universele Tulip SuperLuerLok-adapter voor eenmalig gebruik maakt elke luer-lock-spuit compatibel met de SuperLuerLok-hub van Tulip.

Aanbevolen voor gebruik met sommige in Europa en Azië vervaardigde spuitmerken die kleine schroefdraadverschillen kunnen hebben.



Pocar™

De Pocar is een percutane punch die wordt gebruikt om een perifere incisie te maken voorafgaand aan infiltratie en weefselextractie. Het is ontworpen om een goede afdichting te behouden en littekens te minimaliseren.

Twee afmetingen: Large 4.6mm • Small 3.0mm

Contactinformatie

GD Medical is de exclusieve distributeur van het Tulip Medical portfolio in België en Nederland.

Onze klantenservice is te bereiken voor advies, productinformatie en bestellingen:

België

+32(0)2 808 58 80

customerservice@gdmedical.be

Nederland

+31(0)40 3031 099

customerservice@gdmedical.nl

Voor meer informatie kunt u ook kijken op
gdmedical.nl of **gdmedical.be**
of scan de **QR code**

