

3M™ Tegaderm™ Alginate - Alginaatverband, 90120

Catalogusnummer 90120, 3M ID 70200748229, UPC 50707387446494



•



- 3M™ Tegaderm™ Alginate is een alginaat verband gewonnen uit zeewier: natuurlijk, veilig in gebruik
- Vormt een gel wanneer het in contact komt met exsudaat. Verkleeft niet aan het wondbed en is gemakkelijk en pijnloos te verwijderen.
- De wond blijft vochtig waardoor de natuurlijke wondgenezing ondersteund wordt. Meer...

Alle details tonen

3M™ Tegaderm™ Alginate, 90114 - 10cm opgerold - 5 Verbanden/Verpakking , 4 Verpakkingen/Doos

3M™ Tegaderm™ Alginate - Alginaatverband is makkelijk en handig in het gebruik. Het kan vele malen zijn eigen gewicht aan exsudaat absorberen. Zacht en modelleerbaar, het verband kan vaak in zijn geheel van de wond verwijderd worden zodat geknoei met aanklevende verbandresten niet steeds nodig is.

Verkrijgbaar in een compres- of tamponstrenguitvoering.

- 3M™ Tegaderm™ Alginate is een alginaat verband gewonnen uit zeewier: natuurlijk, veilig in gebruik
- Vormt een gel wanneer het in contact komt met exsudaat. Verkleeft niet aan het wondbed en is gemakkelijk en pijnloos te verwijderen.
- De wond blijft vochtig waardoor de natuurlijke wondgenezing ondersteund wordt.
- De unieke structuur van 3M™ Tegaderm™ Alginate zorgt voor een goede gelblocking (enkel daar waar het verband in contact komt met het wondbed vindt gelvorming plaats). Dit voorkomt verweking en maceratie van wondranden en huid.
- Verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen, dus voor talloze toepassingen bruikbaar.

Specificaties

- Breedte
30,4 cm
- Type verband
Alginaatverband