

3M™ Tegaderm™ Foam – Niet klevend Schuimverband, 90601

Catalogusnummer 90601, 3M ID 70200776923, UPC 50707387506761



•



- Sterk absorberend schuimverband met ademende film dat resulteert in uitstekend management van vocht.
- Snelle absorptie - vermindert de kans op verweking van de huid.
- Zwelt niet op - vermindert het risico van beschadiging van herstellend weefsel.
- Barrière voor exsudaat en bacteriën van buitenaf.

Alle details tonen

3M™ Tegaderm™ Foam, 90601 - 10cm x 10cm - 10 Verbanden/Verpakking , 4 Verpakkingen/Doos

3M™ Tegaderm™ Foam – Niet klevend schuimverband is een sterk absorberend polyurethaan wondverband voor matig tot sterk exsuderende wonden. Het bestaat uit een comformeerbaar polyurethaan schuim bedekt met een ademende filmruglaag. De filmruglaag laat geen exsudaat door en vormt een barrière tegen bacteriën. Het verband ondersteunt een vochtig wondmilieu welke de wondgenezing bevordert.

- Sterk absorberend schuimverband met ademende film dat resulteert in uitstekend management van vocht.
- Snelle absorptie - vermindert de kans op verweking van de huid.
- Zwelt niet op - vermindert het risico van beschadiging van herstellend weefsel.
- Barrière voor exsudaat en bacteriën van buitenaf.
- Beschikbaar in verschillende maten en vormen.

Specificaties

- Breedte
10 cm
- Huidverzorgingstype
Beschadiging door tapes en vebanden
- Indicatie
Bevestiging verband en hulpmiddelen, Decubitus, Huidverzorging, Wondzorg

- Kleur
Bruin
- Type verband
Foamverband
- Type wondzorg
Schaafwonden, Gesloten intacte operatiewond, Donorlocaties, Scheurwonden, Neuropathische ulcers, Chirurgische open wonden, Gescheurde huid, Oppervlakkige halfdiepe brandwonden, Ulcus cruris
- Verband en type fixatie
Huidletsel-Allergische en overgevoelige contactdermatitis