

# 3M™ Tegaderm™ Foam – Niet klevend Schuimverband, 90602

Catalogusnummer 90602, 3M ID 70200776931, UPC 50707387506778



•



- Sterk absorberend schuimverband met ademende film dat resulteert in uitstekend management van vocht.
- Snelle absorptie - vermindert de kans op verweking van de huid.
- Zwelt niet op - vermindert het risico van beschadiging van herstellend weefsel.
- Barrière voor exsudaat en bacteriën van buitenaf.

Alle details tonen

3M™ Tegaderm™ Foam, 90602 - 10cm x 20cm - 5 Verbanden/Verpakking , 6 Verpakkingen/Doos

3M™ Tegaderm™ Foam – Niet klevend schuimverband is een sterk absorberend polyurethaan wondverband voor matig tot sterk exsuderende wonden. Het bestaat uit een conformeerbaar polyurethaan schuim bedekt met een ademende filmruglaag. De filmruglaag laat geen exsudaat door en vormt een barrière tegen bacteriën. Het verband ondersteunt een vochtig wondmilieu welke de wondgenezing bevordert.

- Sterk absorberend schuimverband met ademende film dat resulteert in uitstekend management van vocht.
- Snelle absorptie - vermindert de kans op verweking van de huid.
- Zwelt niet op - vermindert het risico van beschadiging van herstellend weefsel.
- Barrière voor exsudaat en bacteriën van buitenaf.
- Beschikbaar in verschillende maten en vormen.

Specificaties

- Breedte  
10 cm
- Kleur  
Bruin
- Type verband  
Foamverband

- Type wondzorg

Schaafwonden, Gesloten intacte operatiewond, Donorlocaties, Scheurwonden, Neuropathische ulcers, Chirurgische open wonden, Gescheurde huid, Oppervlakkige halfdiepe brandwonden, Ulcus cruris

- Verband en type fixatie

Huidletsel-Allergische en overgevoelige contactdermatitis