

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive - Klevend schuimverband - 90611, Ovaal

Catalogusnummer 90611, 3M ID DH888813978, UPC 50707387563399



•



- Uitstekend management van vocht
- Snelle absorptie - vermindert de kans op verweking van de huid
- Zwelt niet op - vermindert het risico van beschadiging op herstellend weefsel
- Uniek aanbrengsysteem waardoor het verband gemakkelijk snel en met één hand aan te brengen is

Alle details tonen

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive, 90611 - 6cm x 7,6cm (excl. toplaag) - 10 Verbanden/Verpakking - 4 Verpakkingen/Doos

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive - Klevend schuimverband is ontworpen voor een lange draagtijd, voorzien van een uniek aanbrengsysteem voor het eenvoudig aanbrengen van het verband. Het is een sterk absorberend wondverband wat bestaat uit een conformeerbaar polyurethaan schuimverband, een absorberend non-woven laag en een toplaag van een transparante klevende film. Deze film is waterdamp- en zuurstofdoorlatend, laat geen exsudaat door en vormt een barrière tegen bacteriën.

- Uitstekend management van vocht
- Snelle absorptie - vermindert de kans op verweking van de huid
- Zwelt niet op - vermindert het risico van beschadiging op herstellend weefsel
- Uniek aanbrengsysteem waardoor het verband gemakkelijk snel en met één hand aan te brengen is
- Barrière voor exsudaat en bacteriën van buitenaf
- Verkrijgbaar in verschillende maten zodat knippen overbodig is. Inclusief de hielvorm die met één hand aan te brengen is

Specificaties

- Breedte
10 cm
- Indicatie

Bevestiging verband en hulpmiddelen, Decubitus, Wondzorg

- Latex

Nee

- Type wondzorg

Schaafwonden, Gesloten intacte operatiewond, Donorlocaties, Wrijving, Scheurwonden, Neuropathische ulcers, Chirurgische open wonden, Gescheurde huid, Oppervlakkige halfdiepe brandwonden, Ulcus cruris

- Verband en type fixatie

Huidletsel-Allergische en overgevoelige contactdermatitis