


# Gamme de produits Pansements modernes pour plaies 2021

GD Medical est fier de vous offrir la gamme complète de pansements avancés 3M + KCI pour répondre aux besoins de soins des plaies de votre patient. Avec une longue expérience en innovation continue dans le soin des plaies, 3M + KCI propose une gamme de produits qui peuvent aider à fournir des avantages antimicrobiens, la gestion de l'exsudat, la gestion des odeurs - quels que soient les besoins de votre patient - we take care!


## Pansements antimicrobiens



### INADINE™ Pansement non adhérent avec povidone iodée

Le pansement non adhérent INADINE™ PVP-I est constitué d'un tissu tricoté de viscose peu adhérent imprégné d'une base de polyéthylène glycol (PEG) contenant 10 % de povidone iodée; équivalent à 1,0 % d'iode disponible.


INADINE™			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
PO1481	5cm x 5cm	25	1368-075
PO1491	9,5cm x 9,5cm	10	1368-091
PO1512	9,5cm x 9,5cm	25	4199-592



### SILVERCEL™ NON-ADHERENT Pansement antimicrobien d'hydro-alginate

Le pansement antimicrobien d'hydro-alginate SILVERCEL™ NON-ADHERENT est une compresse non tissée composée d'alginate, de carboxyméthylcellulose (CMC) et de fibres de nylon recouvertes d'argent, avec une couche de contact avec la plaie non adhérente.

SILVERCEL™ NON-ADHERENT			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
CAD7050	5cm x 5cm	10	3443-397
CAD7011	11cm x 11cm	10	3443-405
CAD7020	10cm x 20cm	5	3443-413
CAD7230	2,5cm x 30,5cm	5	3444-817



### SILVERCEL™ Pansement d'hydro- alginate

Le pansement à l'hydroalginate SILVERCEL™ est un pansement stérile non tissé composé d'un alginate à «G élevé» (acide guluronique), de carboxyméthylcellulose (CMC) et de fibres de nylon enduites d'argent.

SILVERCEL™			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
CAD050	5cm x 5cm	10	2370-518
CAD011	11cm x 11cm	10	2370-500
CAD020	10cm x 20cm	5	2370-492
CAD230	2,5cm x 30,5cm	5	2370-484

## Promouvoir la granulation



●●○—●●○

### PROMOGRAN™ Matrix

La matrice modulatrice des protéases PROMOGRAN™ est constituée d'un composite stérile, lyophilisé contenant 45 % de cellulose oxydée régénérée (COR) et 55 % de collagène.

PROMOGRAN™ matrix			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
M772028	Hexagone de 28 cm <sup>2</sup>	10	2040-319
M772123	Hexagone de 123 cm <sup>2</sup>	10	2040-301



●●○—●●○

### PROMOGRAN PRISMA™ Matrix

La matrice d'équilibre de plaie PROMOGRAN PRISMA™ est constituée d'un composite stérile, lyophilisé contenant 44 % de cellulose oxydée régénérée (COR), 55 % de collagène et 1 % d'argent-COR. L'argent-COR contient 25 % p/p d'argent lié par liaisons ioniques, un agent antimicrobien bien connu.

PROMOGRAN PRISMA™ matrix			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
PS2028	Hexagone de 28 cm <sup>2</sup>	10	3444-866
PS2123	Hexagone de 123 cm <sup>2</sup>	10	4199-600

## Gestion des exsudats



●●○—●●○

### KERRAMAX CARE™ Pansement super absorbant

Les pansements super-absorbants KERRAMAX CARE™ offrent une méthode avancée d'absorption du fluide des plaies en utilisant la technologie EXU-SAFE™ intégrée au cœur de tous les pansements de la gamme de pansements KERRAMAX CARE™.

KERRAMAX CARE™				
	Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
Sans border	PRD500-025	5cm x 5cm	10	4199-873
	PRD500-050	10cm x 10cm	10	4199-881
	PRD500-100	13,5cm x 15,5cm	10	4199-899
	PRD500-120	10cm x 22cm	10	4199-907
	PRD500-240	20cm x 22cm	10	4199-915
	PRD500-380-B10	20cm x 30cm	10	4199-923
	PRD500-600-B10	20cm x 50cm	10	4199-931
Avec border	PRD500-300	21cm x 23cm multisite	5	4199-949
	CWL1000	16cm x 16cm	5	4199-956
	CWL1001	16cm x 26cm	5	4199-964
	CWL1002	26cm x 26cm	5	4199-972



●●○—●●○

### 3M™ Tegaderm™ Pansement en mousse silicone

Tous les pansements en mousse de silicone ne se valent pas. Là où d'autres peuvent faire défaut et se décoller, les pansements 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam offrent une adhérence incroyablement résistante et douce.

3M™ Tegaderm™ pansement en mousse silicone				
	Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	CNK- code
Met border	90643	5cm x 5cm	10	3508-108
	90640	7,5cm x 7,5cm	10	2941-177
	90641	10cm x 10cm	10	2941-185
	90642	15cm x 15cm	10	2941-193
	90648	18,5cm x 22cm sacrum large	5	3508-074
	90647	15cm x 17cm sacrum small	10	3508-082
Zonder border	90646	16,5cm x 16,5cm talon	5	3508-090
	90631	10cm x 11cm	10	2941-227
	90632	15cm x 15cm	5	2941-201




●●○—●●○

### 3M™ Tegaderm™ Foam non- adhésif

Le pansement 3M™ Tegaderm™ Foam est un pansement hydrocellulaire non-adhésif fortement absorbant, conçu pour le traitement de plaies superficielles à profondes, légèrement à fortement exsudatives. Le pansement 3M™ Tegaderm™ Foam peut rester longtemps en place et permet ainsi un usage économique.

3M™ Tegaderm™ Foam non- adésif				
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK	
90600	5cm x 5cm	10	2304-939	
90604	8,9m x 8,9cm	10	2305-001	
90601	10cm x 10cm	10	2304-954	
90602	10cm x 20cm	5	2304-970	
90603	20cm x 20cm	5	2304-988	
90605	10cm x 60cm	1 sur un rouleau	2305-027	


## Gestion des exsudats



### 3M™ Tegaderm™ Foam Adhésif

Les pansements 3M™ Tegaderm™ Foam Adhésive s'adaptent au niveau d'exsudats de la plaie. Ils permettent une évaporation rapide des exsudats grâce à la couche intelligente et aux fibres superabsorbantes. Ils préviennent la macération des plaies et les maintiennent en milieu humide tout en respectant le bourgeon charnu.

3M™ Tegaderm™ Foam Adhésif			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
90610	5cm x 5cm	10	2305-050
90619	7,6cm x 7,6cm	5	2305-134
90613E	10cm x 11cm (ovale)	5	2305-100
90612E	10cm x 10cm	10	2305-084
90616	14cm x 17cm	5	2305-118



### NU GEL™ Hydrogel

NU-GEL™ Hydrogel est un gel amorphe hydroactif transparent contenant de l'alginate de sodium pour la déterision délicate et efficace de tissu nécrotique et fibrineux.


NU GEL™ Hydrogel			
Code produit	Contenu	Nombre p/ boîte	Code CNK
MNG415N	dispenser 15 g	3	2437-259
MNG415	dispenser 15 g	10	1368-117
MNG425N	dispenser 25 g	2	2437-267
MNG425	dispenser 25 g	6	1368-133



### KERRALITE COOL™ Pansement Hydrogel

Un pansement qui adoucit, débride et ajoute de l'humidité pour créer un environnement idéal pour traiter les plaies sèches à peu exsudatives.


KERRALITE COOL™				
	Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
Sans border	CWL1004	6cm x 6 cm	5	4199-980
	CWL1005	12cm x 8,5 cm	5	4199-998
	CWL1006	18cm x 12,5cm	5	4200-002
Avec border	CWL1007	8cm x 8cm	5	4200-010
	CWL1008	11cm x 11cm	5	4200-028
	CWL1009	15cm x 15cm	5	4200-036



### KERRACEL™ Pansement en fibre gélifiant

KERRACEL™ est composé à 100% de carboxyméthylcellulose. Il peut absorber et retenir une grande quantité d'exsudat et former un gel couvrant les plaies qui favorise un environnement propice à la cicatrisation humide des plaies. L'intégrité est maintenue - même lorsqu'elle est humide - permettant un retrait intact.


KERRACEL™ Pansement en fibre gélifiant			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
CWL1032	5cm x 5cm	10	4313-722
CWL1166	10cm x 10cm	10	4313-755
CWL1034	15cm x 15cm	5	4313-789
CWL1035	2cm x 45cm	5	4313-797



### 3M™ Tegaderm™ Pansement hydrocolloïd

Le 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloïd est un pansement à forte absorption et grande conformabilité pour le traitement des plaies chroniques. Le recouvrement Tegaderm garantit une haute perméabilité continue de façon à réduire au maximum le risque de macération des bords de plaies.

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloïd				
	Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
Thin	90022	10,1cm x 10,1cm	5	2304-848
	90021	10,1cm x 12cm (ovale)	10	2304-798
	90023	13cm x 15cm (ovale)	10	2304-814
Standard	90002	10cm x 10cm	5	2304-723
	90001	10cm x 12cm (ovale)	5	2304-681
	90003	13cm x 15cm (ovale)	5	2304-699
	90007	16cm x 17cm (sacrum)	5	2304-764




### 3M™ Tegaderm™ Pansement alginate

Utilisez le pansement à l'alginate 3M™ Tegaderm™ pour les plaies infectées fortement exsudatives. Il est idéal comme pansement primaire et disponible en compresses ou en mèches.


3M™ Tegaderm™ Pansement alginate			
Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
90120	2,5cm x 30,4cm	5	2304-889
90110	5cm x 5cm	10	2304-855
90112	10cm x 10cm	10	2304-863
90114	10cm x 20cm	5	2304-871

## Couches de contact de la plaie




### ADAPTIC TOUCH™

ADAPTIC TOUCH™ est une interface composée d'une maille d'acétate de cellulose, couverte d'une couche de silicone micro-adhérent, destinée à optimiser la gestion des exsudats et minimiser la douleur au changement du pansement.




### ADAPTIC™ Digit

ADAPTIC™ Digit possède un tissu adhésif unique enduit de silicone qui est recouvert d'un bandage tubulaire. Il est spécifique pour les doigts et les orteils.



### ADAPTIC™


ADAPTIC™ est un pansement primaire fait d'un tissu tricoté composé d'acétate de cellulose imprégné d'une émulsion spéciale de vaseline.



### 3M™ Tegaderm™ Absorbent

Tegaderm Absorbent, une toute nouvelle technologie. Un pansement de la nouvelle génération qui permet aux cliniciens d'assurer le monitoring d'escarres, ulcères, déchirures de la peau et autres plaies à exsudat modéré, sans changer le pansement.

## Gestion des odeurs



### ACTISORB™ Silver 220 Pansement au carbone antimicrobien

ACTISORB™ Silver 220 est un pansement au charbon actif imprégné d'argent, et recouvert d'une enveloppe en nylon non adhérente.

### ADAPTIC TOUCH™

Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
TCH501	7,6cm x 5cm	10	3440-948
TCH502	7,6cm x 11cm	10	3440-955
TCH503	12,7cm x 15cm	10	3440-963
TCH504	20cm x 32cm	5	3440-971

### ADAPTIC™ Digit

Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
MAD003	Small 2 cm ø	10	4199-642
MAD013	Medium 2,4 cm ø	10	4199-659
MAD023	Large 2,8 cm ø	10	4199-667
MAD042	Extra Large 3 cm ø	10	4199-675
MAD062	2,8 cm ø	10	4199-683

### ADAPTIC™

Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
2012Z	7,6cm x 7,6cm	10	4199-618
2013	7,6cm x 20,3cm	3x 36	4199-626
2014	7,6cm x 40,6cm	36	1081-975
2015Z	7,6cm x 20,3cm	10	4199-634
2015	7,6cm x 20,3cm	24	1081-983
2019	12,7cm x 22,9cm	12	1368-042

### 3M™ Tegaderm™ Absorbent

Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
90800	7,6cm x 9,5cm	5	2252-59
90801	11,1cm x 12,7cm	5	2252-575
90802	14,2cm x 15,8cm	5	2252-609
90803	14,9cm x 15,2cm	5	2252-583
90805	20cm x 20,3cm	5	2252-617

### ACTISORB™ Silver 220

Code produit	Taille	Nombre p/ boîte	Code CNK
MAS065	6,5cm x 9,5cm	10 stuks	1569-607
MAS105	10,5cm x 10,5cm	10 stuks	1569-581
MAS190	10,5cm x 19cm	10 stuks	1569-565

Pour plus d'informations, contactez votre représentant, notre service client au +32 (0) 2 808 58 80 ou visitez [gdmedical.be](http://gdmedical.be)