

Product portfolio moderne wondverbanden 2021

GD Medical is trots u het uitgebreide portfolio van geavanceerde wondverbanden van 3M + KCI aan te bieden om te helpen voorzien in de wondzorgbehoeften van uw patiënt. Met een erfenis van voortdurende innovatie op het gebied van wondverzorging, heeft 3M + KCI een reeks producten die kunnen helpen bij het bieden van antimicrobiële voordelen, exsudaatbeheer, geurmanagement -ongeacht wat uw patiënt nodig heeft - we take care!

Antimicrobiële verbanden



INADINE™ niet verklevend verband met povidon jodium

INADINE™ is bestaat uit een nauwelijks verklevend materiaal van gebreide viscose, geïmpregneerd met een polyethyleenglycolbasis (PEG) die 10% povidonjodium bevat, overeenkomend met 1,0% jodium.

INADINE™			
Product code	Afmeting	Aantal stuks / doos	CNK- code
P01481	5cm x 5cm	25 stuks	1368-075
P01491	9,5cm x 9,5cm	10 stuks	1368-091
P01512	9,5cm x 9,5cm	25 stuks	4199-592



SILVERCEL™ NON-ADHERENT Antimicrobieel alginaat verband

SILVERCEL™ NON-ADHERENT Antimicrobieel alginaat verband met EASYLIFT™ Precision Film Technology is een non-woven verband bestaand uit alginaat, carboxymethylcellulose (CMC) en met zilver gecoate nylonvezels, met een niet-klevende wondcontactlaag.

SILVERCEL™ NON-ADHERENT Antimicrobieel alginaat verband			
Product code	Afmeting	Aantal stuks/doos	CNK- code
CAD7050	5cm x 5cm	10 stuks	3443-397
CAD7011	11cm x 11cm	10 stuks	3443-405
CAD7020	10cm x 20cm	5 stuks	3443-413
CAD7230	2,5cm x 30,5cm (streng)	5 stuks	3444-817



SILVERCEL™ Hydro- alginaat verband

SILVERCEL™ Hydro- alginaat verband is een steriel, non-woven verband, bestaande uit een 'high G' (guluronzuur) alginaat, carboxymethylcellulose (CMC) en met zilver gecoate nylonvezels.

SILVERCEL™ Hydro- alginaat verband			
Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
CAD050	5cm x 5cm	10 stuks	2370-518
CAD011	11cm x 11cm	10 stuks	2370-500
CAD020	10cm x 20cm	5 stuks	2370-492
CAD230	2,5cm x 30,5cm (streng)	5 stuks	2370-484

Stimuleren granulatie



●●○—●●○

PROMOGRAN™ Matrix wondverband

Om een vochtig wondmilieu te bevorderen dat bevorderlijk is voor de vorming van granulatiweefsel, epithelialisatie en snelle wondgenezing. PROMOGRAN™ Matrix bestaat uit collageen en geoxideerde geregenereerde cellulose (ORC).

PROMOGRAN™ matrix			
Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
M772028	Zeshoek van 28 cm ²	10 stuks	2040-319
M772123	Zeshoek van 123 cm ²	10 stuks	2040-301



●●○—●●○

PROMOGRAN PRISMA™ Matrix

PROMOGRAN PRISMA™ Matrix bevat collageen, ORC, en zilver-ORC en heeft nagenoeg twee keer de hoeveelheid collageen/ORC als PROMOGRAN™ in dezelfde maat. Vormt een zachte, aanpasbare, biologisch afbreekbare gel.

PROMOGRAN PRISMA™ matrix			
Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK -code
PS2028	Zeshoek van 28 cm ²	10 stuks	3444-866
PS2123	Zeshoek van 123 cm ²	10 stuks	4199-600

Exsudaat management



●●○—●●○

KERRAMAX CARE™ superabsorberend verband

Een superabsorberend verband met een unieke horizontale verspreidingslaag die exsudaat over het verband verdeelt combineert met absorberende polymeren die grote hoeveelheden exsudaat absorberen en vasthouden tot een effectief, maar toch flexibel verband.

KERRAMAX CARE™ superabsorberend verband				
	Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
Zonder border	PRD500-025	5cm x 5cm	10 stuks	4199-873
	PRD500-050	10cm x 10cm	10 stuks	4199-881
	PRD500-100	13,5cm x 15,5cm	10 stuks	4199-899
	PRD500-120	10cm x 22cm	10 stuks	4199-907
	PRD500-240	20cm x 22cm	10 stuks	4199-915
	PRD500-380-B10	20cm x 30cm	10 stuks	4199-923
	PRD500-600-B10	20cm x 50cm	10 stuks	4199-931
Met border	PRD500-300	21cm x 23cm multisite	5 stuks	4199-949
	CWL1000	16cm x 16cm	5 stuks	4199-956
	CWL1001	16cm x 26cm	5 stuks	4199-964
	CWL1002	26cm x 26cm	5 stuks	4199-972



●●○—●●○

3M™ Tegaderm™ Siliconen Foam

Bevat een absorberende kern en schuimkussen om exsudaat te absorberen en vast te houden. De zacht klevende contactlaag van siliconen helpt pijnlijke verbandwisselingen en huidbeschadiging te voorkomen, waardoor dit verband ideaal is voor zowel wondverzorging als huidbescherming.

3M™ Tegaderm™ Siliconen Foam				
	Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
Met border	90643	5cm x 5cm	10 stuks	3508-108
	90640	7,5cm x 7,5cm	10 stuks	2941-177
	90641	10cm x 10cm	10 stuks	2941-185
	90642	15cm x 15cm	10 stuks	2941-193
	90648	18,5cm x 22cm sacrum groot	5 stuks	3508-074
	90647	15cm x 17cm sacrum klein	10 stuks	3508-082
	90646	16,5cm x 16,5cm hiel	5 stuks	3508-090
Zonder border	90631	10cm x 11cm	10 stuks	2941-227
	90632	15cm x 15cm	5 stuks	2941-201




●●○—●●○

3M™ Tegaderm™ Niet-klevend Schuimverband

Een niet-klevend primair verband, ontworpen om zich aan te passen aan veranderende wondomgevingen dankzij de unieke constructie met vier lagen. Ze zijn geschikt voor zwak tot sterk exsuderende wonden. De innovatieve laag-technologie absorbeert en verdampt vocht om een optimale omgeving voor wondgenezing te creëren.


3M™ Tegaderm™ Niet-klevend Schuimverband			
Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
90600	5cm x 5cm	10 stuks	2304-939
90604	8,9m x 8,9cm	10 stuks	2305-001
90601	10cm x 10cm	10 stuks	2304-954
90602	10cm x 20cm	5 stuks	2304-970
90603	20cm x 20cm	5 stuks	2304-988
90605	10cm x 60cm	1 stuks op rol	2305-027

Exsudaat management




3M™ Tegaderm™ Klevend Schuimverband

Ontworpen om zich aan te passen aan veranderende wondomgevingen, dankzij zijn unieke 4-laagse constructie. De verbanden zijn ontworpen om te gebruiken op wonden met een lage tot hoge hoeveelheid wondvocht. Ze zijn makkelijk aan te brengen op moeilijke lichaamscontouren zoals vingers en tenen.




NU GEL™ Hydrogel

NU Gel™ hydrogel is een transparante hydro-actieve gel met natriumalgiinaat die necrotisch weefsel en fibrineus beslag op zachte en efficiënte wijze verwijderd.





KERRALITE COOL™ Hydrogel verband

Een verband dat verzacht, debrideert en vocht kan toevoegen waarmee een ideale omgeving wordt gecreëerd voor de behandeling van droge tot licht exsuderende wonden.




KERRACEL™ Gelling Fiber Dressing

KERRACEL™ Gelling Fibre dressing is gemaakt van 100% carboxymethylcellulose. Het kan een grote hoeveelheid exsudaat absorberen en vasthouden en vormt tot een wondbedekkende gel waarmee een omgeving voor vochtige wond genezing wordt gestimuleerd. Integriteit blijft - ook nat- behouden, waardoor intact verwijderen mogelijk is.



3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid wondverbanden

De 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloïde kleefverbanden zorgen voor een optimale omgeving voor vochtige wonden om de heling te verbeteren. Deze absorberende en zeer comfortabele verbanden blijven goed op hun plaats zitten en zijn beschikbaar in veel formaten voor verschillende soorten wonden, waaronder een verband specifiek voor het sacrale gebied. Ze kunnen langdurig worden gedragen en gebruikt op een risicovolle huid en om te beschermen tegen wrijving.



3M™ Tegaderm™ Alginaat

Het 3M™ Tegaderm™ Alginaatverband reguleert een vochtige omgeving voor de heling van wonden. 3M™ Tegaderm™ Alginaten met hoge integriteit en sterke gelvormende eigenschappen zijn ideaal geschikt voor gebruik op matig tot sterk exsuderende wonden, zowel voor oppervlakkige als full-thickness wonden.

3M™ Tegaderm™ Klevend Schuimverband

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
90610	5cm x 5cm	10 stuks	2305-050
90619	7,6cm x 7,6cm	5 stuks	2305-134
90613E	10cm x 11cm (ovaal)	5 stuks	2305-100
90612E	10cm x 10cm	10 stuks	2305-084
90616	14cm x 17cm	5 stuks	2305-118

NU GEL™ Hydrogel

Product code	Inhoud	Aantal stuks/ doos	CNK- code
MNG415N	dispenser 15 g	3 stuks	2437-259
MNG415	dispenser 15 g	10 stuks	1368-117
MNG425N	dispenser 25 g	2 stuks	2437-267
MNG425	dispenser 25 g	6 stuks	1368-133

KERRALITE COOL™ Hydrogel verbanden

	Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
Zonder border	CWL1004	6cm x 6 cm	5 stuks	4199-980
	CWL1005	12cm x 8,5 cm	5 stuks	4199-998
	CWL1006	18cm x 12,5cm	5 stuks	4200-002
Met border	CWL1007	8cm x 8cm	5 stuks	4200-010
	CWL1008	11cm x 11cm	5 stuks	4200-028
	CWL1009	15cm x 15cm	5 stuks	4200-036

KERRACEL™ Gelling Fiber Dressing

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
CWL1032	5cm x 5cm	10 stuks	4313-722
CWL1166	10cm x 10cm	10 stuks	4313-755
CWL1034	15cm x 15cm	5 stuks	4313-789
CWL1035	2cm x 45cm	5 stuks	4313-797

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid verbanden

	Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
Thin	90022	10,1cm x 10,1cm	5 stuks	2304-848
	90021	10,1cm x 12cm (ovaal)	10 stuks	2304-798
	90023	13cm x 15cm (ovaal)	10 stuks	2304-814
Standaard	90002	10cm x 10cm	5 stuks	2304-723
	90001	10cm x 12cm (ovaal)	5 stuks	2304-681
	90003	13cm x 15cm (ovaal)	5 stuks	2304-699
	90007	16cm x 17cm (sacrum)	5 stuks	2304-764

3M™ Tegaderm™ Alginaat

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
90120	2,5cm x 30,4cm	5 stuks	2304-889
90110	5cm x 5cm	10 stuks	2304-855
90112	10cm x 10cm	10 stuks	2304-863
90114	10cm x 20cm	5 stuks	2304-871

Wondcontactlagen



○○○—●●●

ADAPTIC TOUCH™ Siliconen wondcontactlaag

ADAPTIC TOUCH™ niet verklevend siliconen verband is een wond contactlaag met zachte, licht klevende siliconen die ondersteunt bij het aanbrengen van het verband, zich vormt naar het wondbed en pijnloos te verwijderen is.



○○○—●●●

ADAPTIC™ Digit niet verklevend verband

ADAPTIC™ Digit heeft een unieke, klevende, met siliconen gecoate stof die bedekt wordt met een buisvormig verband. Het is ek voor het verbinden van vingers en tenen.



○○○—●●●

ADAPTIC™ niet verklevend verband

ADAPTIC™ is een primair verband gemaakt van een gebreide stof bestaande van cellulose acetaat geïmpregneerd met een speciale petrolatum emulsie.




○○○—●●●

3M Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband

Een uniek transparant wondverband met capaciteit voor vloeistofopvang waarmee wonden kunnen worden gecontroleerd zonder dat het verband moet worden vervangen.

Geurmanagement



●●○—●●●

ACTISORB™ Silver 220 antimicrobieel koolstofverband

ACTISORB™ Silver 220 is een actief koolstofverband met zilver in een niet verklevend nylon omhulsel.

ADAPTIC TOUCH™ Dressing

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
TCH501	7,6cm x 5cm	10 stuks	3440-948
TCH502	7,6cm x 11cm	10 stuks	3440-955
TCH503	12,7cm x 15cm	10 stuks	3440-963
TCH504	20cm x 32cm	5 stuks	3440-971

ADAPTIC™ Digit niet- verklevend verband

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
MAD003	Small 2 cm ø	10 stuks	4199-642
MAD013	Medium 2,4 cm ø	10 stuks	4199-659
MAD023	Large 2,8 cm ø	10 stuks	4199-667
MAD042	Extra Large 3 cm ø	10 stuks	4199-675
MAD062	2,8 cm ø	10 stuks	4199-683

ADAPTIC™ niet- verklevend verband

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
2012Z	7,6cm x 7,6cm	10 stuks	4199-618
2013	7,6cm x 20,3cm	3x 36 stuks	4199-626
2014	7,6cm x 40,6cm	36 stuks	1081-975
2015Z	7,6cm x 20,3cm	10 stuks	4199-634
2015	7,6cm x 20,3cm	24 stuks	1081-983
2019	12,7cm x 22,9cm	12 stuks	1368-042

3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
90800	7,6cm x 9,5cm	5 stuks	2252-59
90801	11,1cm x 12,7cm	5 stuks	2252-575
90802	14,2cm x 15,8cm	5 stuks	2252-609
90803	14,9cm x 15,2cm	5 stuks	2252-583
90805	20cm x 20,3cm	5 stuks	2252-617

ACTISORB™ Silver 220 antimicrobieel koolstofverband

Product code	Afmeting	Aantal stuks/ doos	CNK- code
MAS065	6,5cm x 9,5cm	10 stuks	1569-607
MAS105	10,5cm x 10,5cm	10 stuks	1569-581
MAS190	10,5cm x 19cm	10 stuks	1569-565

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw account manager, onze klantenservice via +32(0) 2808 58 80 of kijken op gdmedical.be