


TD GLUCO

 **Bluetooth®**

BLOEDGLUCOSE-CONTROLESYSTEEM



TD-4277B



Meting instelbaar voor en na maaltijd



Vertrouwen is goed, maar controleren is beter!

Kenmerken:

- ✓ Bluetooth®-koppeling
- ✓ Groot lcd-scherm met achtergrondverlichting
- ✓ Strip-uitwerpfunctie voorkomt contact met bloed
- ✓ Vooraf instelbaar voor/na de maaltijd (AC/PC)
- ✓ No-coding
- ✓ Zeer klein bloedmonster nodig van slechts 0,5 µl
- ✓ Snelle uitslag binnen 5 seconden

Monstergrootte: 0,5 µL

Reactietijd: 5 seconden

Meetbereik systeem: 1,1 tot 33,3 mmol/L

Hematocrietbereik: 35% tot 50%



Maakt gebruik van
TD-4360 teststrips

Als u beschikt over een smartphone, dan kunt u de GlucoCheck app™ gebruiken om de resultaten van uw TD-Gluco Bluetooth® bloedglucosecontrolesysteem te beheren. De koppeling tussen uw meter en uw smartphone vindt plaats via Bluetooth®. De GlucoCheck app™ is geschikt voor iOS en Android. Via onderstaande links kunt u de juiste versie downloaden.





BLOEDGLUCOSE-CONTROLESYSTEEM

Artikelnummer	GD100274
Omschrijving	TD-GLUCO Bluetooth® startpakket (1) Inclusief 10 teststrips declarabel
Verpakking	Doosje
Inhoud	TD-GLUCO Bluetooth® meter TD-4277B TD-GLUCO teststrips (10) TD-4360 Prikapparaat Batterijen (twee stuks, 1,5V AAA) Gebruiksaanwijzingen Lancetten (10) Beschermtasje
Afmetingen verpakking (l x b x h)	115 x 55 x 163 mm
EAN code	8718692270817
Z-Index nummer	16168356
Gewicht	270 gram

Artikelnummer	GD100222
Omschrijving	TD-GLUCO teststrips (50) TD-4360
Verpakking	Doosje
Inhoud	50 teststrips bijsluiter
Afmetingen verpakking (l x b x h)	44 x 40 x 58 mm
EAN code	8718692270572
Z-Index nummer	16068637
Gewicht	36 gram

Het TD-GLUCO Bluetooth® bloedglucose-controlesysteem (TD-4277B) en TD-GLUCO teststrips (TD-4360) zijn CE-gecertificeerde medische hulpmiddelen.



Distributeur: **GD Medical**
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
www.ht-one.nl
Telefoon 040-3031099
info@gdmedical.nl

