

medaxis

debritom⁺

Débridement par micro-jet d'eau

Efficace, minutieux, sans abîmer les
tissus avec d'excellents résultats de
cicatrisation



swiss medical technology


medical

debritom⁺ est un débridement par micro-jet d'eau, ce qui contribue à débri-der les plaies d'une façon efficace, minutieux et sans abîmer les tissus. Les résultats de cicatrisation sont excellents.

Atouts

Séance de traitement efficace et rapide (10 minutes)

Il a été démontré que le débridement avec debritom⁺ réduisait considérablement le temps nécessaire au traitement des plaies.

Élimination minutieuse de la fibrine, du biofilm et des nécroses

La plaie est nettoyée minutieusement pour éliminer la fibrine, le biofilm et les tissus nécrotiques. Le micro-saignement recherché et le tissu granuleux intact deviennent visibles.

Diminution des cicatrices

Par rapport aux méthodes chirurgicales, il se forme nettement moins de tissu cicatriciel. La surface traitée est très lisse, et le tissu demeure souple et stable. Il n'y a pas de sensation de tiraillement ni de formation de croûtes irrégulières, caractéristiques d'une hyper-kératose.

Pas d'anesthésie générale

Même pour le traitement des plaies étendues, une anesthésie locale ou superficielle est généralement suffisante.



Masse	Débit volumique	Pression d'impact du jet	Poids
25x24x44cm	60 ml/min	0.9 N/cm ² / 1.31 psi	5.2 kg

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou notre service clients: customerservice@gdmedical.be

medaxis



REF 9000.2003_C