

medaxis

debritom⁺

micro water jet debridement

Efficiënt, grondig en weefselbehoudend
met uitstekende genezingsresultaten



swiss medical technology


medical

debritom+ is een microwaterstraalapparaat dat helpt om wonden op een efficiënte, grondige en weefselbehoudende manier te debrideren - met uitstekende genezingsresultaten.

Voordelen

Effectieve, tijdbesparende behandeling van 10 minuten

Het debridement met debritom+ verkort de benodigde tijd voor de behandeling van de wond aanzienlijk.

Grondige verwijdering van beslag, fibrine, biofilm of necrose

Beslag, fibrine, biofilm of necrose kunnen worden verwijderd. De gewenste microbloeding en het intacte granulatieweefsel zijn onmiddellijk zichtbaar.

Weefselbeschermend debridement vermindert de vorming van littekenweefsel

Vergeleken met chirurgische methoden wordt er aanzienlijk minder littekenweefsel gevormd. Het behandelde oppervlak is zeer glad en het weefsel blijft zacht en stabiel. Spanning en ongelijke ophoping, zoals geassocieerd met hyperkeratose, treden niet op.

Geen algehele anesthesie nodig

debritom+ biedt een zacht en efficiënt mechanisch debridement, dat dicht in de buurt komt van een chirurgisch debridement, maar zonder de implicaties van volledige anesthesie in een OK-omgeving.



Technische gegevens

Afmetingen	Stroomsnelheid	Straaldruk	Gewicht
25x24x44cm	60 ml/min	0.9 N/cm ² / 1.31 psi	5.2 kg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GD Medical via customerservice@gdmedical.nl of customerservice@gdmedical.be

medaxis



REF 90002000_B