

HT ONE VEILIGHEIDSLANCET FLEX

De Ht One veiligheidslancet Flex vergroot de flexibiliteit en het comfort voor patiënten met drie instelbare prikdieptes. Daarbij is de zorgverlener optimaal beschermd tegen prikaccidenten.

De Ht One Veiligheidslancet Flex is verkrijgbaar in **twee varianten**, ieder instelbaar in **3 verschillende prikdieptes**:

- 23G met prikdieptes van 1.3mm, 1.8mm & 2.3mm
- 28G met prikdieptes van 1.3mm, 1.8mm & 2.3mm



HT ONE VEILIGHEIDSLANCETTEN

De Ht One Veiligheidslancetten zijn veilig en eenvoudig in gebruik. Een prikken is niet nodig. Veiligheidslancetten worden veel gebruikt door zorgprofessionals, aangezien gebruik hiervan het risico op prikaccidenten voorkomt.

De Ht One Veiligheidslancetten zijn beschikbaar in 4 maten/ prikdieptes:

1.5 mm 28 G



1.8 mm - 23 G



2.2 mm - 21 G



2.4 mm - 21 G



HT ONE READYGARD™ DUO VEILIGHEIDSPENNAALD

Bij de Ht One ReadyGard™ Duo-veiligheidspennaald wordt de naald na gebruik aan de voor- en achterkant verborgen, waardoor de zorgverlener minder aan de naald wordt blootgesteld.

Zowel voor- als na gebruik van de duo veiligheidspennaald is er geen risico voor de gebruiker en de zorgverlener op prikaccidenten, waarmee dit product volledig tegemoet komt aan de huidige veiligheidseisen.



5mm – 31 G



4mm – 32 G

ARTIKELCODE

PRODUCT OMSCHRIJVING

GD103699	Ht One ReadyGard Duo Veiligheidspennaalden 5 mm 31G - 100 stuks / verpakking
GD103698	Ht One ReadyGard Duo Veiligheidspennaalden 4mm 32G - 100 stuks / verpakking
GD104122	Ht One Veiligheidslancet Flex 23G (1.3/1.8/2.3mm) - 100 stuks / verpakking
GD104124	Ht One Veiligheidslancet Flex 28G (1.3/1.8/2.3mm) - 100 stuks / verpakking
GD101226	Ht One Veiligheidslancetten 28G (1,5 mm) 100 stuks / verpakking
GD100195	Ht One Veiligheidslancetten 23G (1,8 mm) - 100 stuks / verpakking
GD100196	Ht One Veiligheidslancetten 21G (2,2 mm)- 100 stuks / verpakking
GD101202	Ht One Veiligheidslancetten 21G (2,5 mm) - 100 stuks / verpakking