



**Prevena™**  
Incision Therapy

# Protège les incisions chirurgicales, minimise le risque post opératoire

La thérapie Prevena™ gère les incisions chirurgicales et les tissus mous environnants chez les patients à haut risque de développer des complications post opératoires, incluant les infections de site opératoire.



## Unité de thérapie Prevena™ 125

**Inclus avec:**  
Kits de thérapie Prevena™  
13cm et Prevena™ 20cm

### Pansement Peel & Place™ – 13cm

- Pour les incisions linéaires jusqu'à 13cm de longueur



### Pansement Peel & Place™ – 20cm

- Pour les incisions linéaires jusqu'à 20cm de longueur



## Unité de thérapie Prevena Plus™ 125

**Inclus avec:**  
Kits de thérapie Prevena™  
35cm et Prevena  
Customizable™

### Pansement Peel & Place™ – 35cm

- Pour les incisions linéaires jusqu'à 35cm de longueur



### Pansement Customizable™

- Pour les incisions linéaires, non linéaires et croisées jusqu'à 90cm de longueur



Contactez votre représentant GD Medical local ou le Service Client au **02 808 58 80**

## Kits de Systèmes de Thérapie Prevena™

### Kit de système de thérapie Prevena™



### Kit de système de thérapie Prevena Customizable™



- Idéal pour les patients en ambulatoire et ceux éligibles à une sortie à domicile
- Thérapie portative, à usage unique jusqu'à 7 jours
- Boîtier de transport inclus
- Pansements compatibles avec la douche
- Alarmes sonores et visuelles

TAILLE	CODE	CONTENUS
13cm	PRE1101	1 x Unité de thérapie Prevena™ 125, 1 x 13cm Pansement Prevena™ Peel & Place™, Patch Adhésifs, Connecteur V.A.C.®
20cm	PRE1001	1 x Unité de thérapie Prevena™ 125, 1 x 20cm Pansement Prevena™ Peel & Place™, Patch Adhésifs, Connecteur V.A.C.®
35cm	PRE3201	1 x Unité de thérapie Prevena™ PLUS, 1 x 35cm Pansement Prevena™ Peel & Place™, Patch Adhésifs, Connecteur V.A.C.®
90cm	PRE4001	1 x Unité de thérapie Prevena™ Plus, 1 x 90cm Pansement Prevena Customizable™ with SensaT.R.A.C.™

## Kits de Pansements de Thérapie Prevena™

### V.A.C.Ulta™ et ActiV.A.C.™



- Compatible avec l'unité de thérapie V.A.C. Ultra™
- Compatible unités pour les patients en ambulatoire ActiV.A.C.™

TAILLE	CODE	CONTENUS
13cm	PRE1155	5 x Pansements Prevena™ Peel & Place™ 13cm
20cm	PRE1055	5 x Pansements Prevena™ Peel & Place™ 20cm
35cm	PRE3255	5 x Pansements Prevena™ Peel & Place™ 35cm
90cm	PRE4055	5 x Pansements Prevena Customizable™ 90cm avec SensaT.R.A.C.™

## Accessoires pour la Thérapie Prevena™

De gauche à droite:

Réservoir 45ml

Réservoir 150ml



- Commande de réservoirs supplémentaires pour les plaies chirurgicales très exsudatives

TAILLE	CODE	CONTENUS
Réservoir 45ml	PRE1095	5 x 45ml Réservoir Prevena™
Réservoir 150ml	PRE4095	5 x 150ml Réservoir Prevena PLUS™

**REMARQUE:** Des indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité spécifiques peuvent exister pour ce produit. Veuillez consulter un professionnel de la santé et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce matériel est destiné aux professionnels de santé. Le système Prevena™ est de Classe IIa. BSI 2797.

©Copyright 2020 3M. Tous les droits sont réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et / ou des marques déposées. Utilisation non autorisée interdite.

