

VentraFlow[®]

AIR CHAMBER

*voorzetkamer voor
inhalatiemedicatie*



Wat is VentraFlow®?



- ⌘ VentraFlow® is een antistatische voorzetkamer die helpt om inhalatiemedicatie via een dosisaerosol (MDI) correct toe te dienen.

Voordelen:

- ⌘ Maakt inhaleren makkelijker: Je hoeft minder goed te timen tussen indrukken en inademen.
- ⌘ Meer medicijn komt in je longen: Zo werkt het beter.
- ⌘ Minder last van mond en keel: Minder medicijn blijft daar achter, dus minder bijwerkingen.

Waarvoor wordt het gebruikt?



- ⌘ VentraFlow® wordt gebruikt bij inhalatiebehandeling van astma en COPD, in combinatie met een MDI (dosisaerosol).

Compatibel met conventionele MDI's.

Verkrijgbaar in vier varianten: VentraFlow® Baby met **klein masker S**, VentraFlow® Child met **medium masker M**, VentraFlow® Adult met **groot masker L** en de VentraFlow® Adult Mouthpiece **zonder masker**.



Hoe gebruik je de VentraFlow®?



De VentraFlow® helpt je om je medicijn rustig en op de juiste manier in te ademen.

Volg deze eenvoudige stappen:

1. Controleer de voorzetkamer

Kijk of het ventiel vrij kan bewegen.

Controleer of er geen losse deeltjes in de kamer zitten.

Controleer of alle onderdelen heel zijn.

2. Klaarmaken

Verwijder de dop van je inhalator en schud deze goed.

Plaats de inhalator in het achterstuk van de VentraFlow®.

Gebruik je een masker? Controleer dat de uitademingsklep goed staat.

3. Inhaleren

Plaats het masker of houd het mondstuk stevig tegen de mond.

Adem rustig uit.

Druk op de inhalator en adem langzaam in via de VentraFlow®.

Hoor je een fluitje? Adem dan rustiger.

Hoeveel ademhalingen heb je nodig?

- Baby's (<18 maanden): 4–6 rustige ademhalingen
- Kinderen (>18 maanden): 2–4 diepe ademhalingen
- Volwassenen: 1 diepe inhalatie

Meerdere pufjes nodig?

Wacht 1 minuut en herhaal.



Reinigen

Maak de VentraFlow® 1× per week schoon of direct bij zichtbaar vuil.

Zo doe je dat:

- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Week ze 15 min in lauw water met een beetje afwasmiddel.
- Spoel af met schoon water.
- Schud water eruit en laat alles rechtop drogen.
- Zet de voorzetkamer pas weer in elkaar als alles volledig droog is.

Tip: Mag ook in de vaatwasser (max. 60 °C).

Levensduur:

- Houdbaarheid: 3 jaar
- Vervang na 12 maanden of ±1460 keer gebruik

Meer informatie

Uitgebreide instructies vind je in de handleiding in de verpakking

Scan de QR-code om naar de website **ventraflow.nl** te gaan.



Contact:

GD Medical Pharma B.V. – customerservice@gdmedical.nl – Tel: +31 40 3031099