

Patiëntinformatie voor 3M™ V.A.C.® Therapie met V.A.C.® Peel and Place Dressing

Uw behandelaar heeft de meest onderzochte en bewezen behandeling voor wonden voorgeschreven:

V.A.C.® therapie

V.A.C.® therapie is een medische behandeling die helpt bij het genezen van wonden. Het werkt door een vacuüm (negatieve druk) te creëren rond de wond, wat de genezing versnelt. Dit wordt gedaan met behulp van een speciaal verband en een apparaat dat de vacuümdruk regelt.



V.A.C.® therapie bevordert het wondgenezingsproces door:



Het creëren van een vochtige wondomgeving



Het verwijderen van wondvocht en infectieus materiaal



Het bevorderen van de doorbloeding en zuurstof naar de wond



Het stimuleren van celactiviteit en de groei van nieuw weefsel



Het aantal verbandwisselingen te verminderen



Uw behandelaar heeft gekozen voor het V.A.C.® Peel and Place verband, dat tot zeven dagen kan worden gedragen.

Dit verband heeft verschillende eigenschappen die ervoor zorgen dat het comfortabel is voor de huid, het genezingsproces van de wond ondersteunt en de pijn bij het verwijderen van het verband zo veel mogelijk vermindert.

Belangrijke informatie bij het gebruik van 3M™ V.A.C.® Peel and Place Dressing



Hoe douche ik?

- Het 3M™ V.A.C.®-therapiesysteem kan tijdelijk worden losgekoppeld, zodat u kunt douchen. Zorg er wel voor dat de therapie niet langer dan twee uur per dag wordt onderbroken. Als de therapie langer dan twee uur is uitgeschakeld, moet het verband worden verwisseld. Dompel het verband niet onder in water.
- Voor het douchen:
 - Zet de pomp uit.
 - Koppel de slang van het verband los van de opvangbeker.
 - Klem de slang vast om lekken te voorkomen.
- Na het douchen:
 - Sluit de slangen weer aan.
 - Maak de klem los.
 - Zet de pomp weer aan.
- Als u nog vragen heeft of zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw behandelaar.



Wat gebeurt er als het V.A.C.®-therapiesysteem een alarm geeft

- Het V.A.C.®-therapiesysteem is speciaal ontwikkeld met uw veiligheid in gedachten en heeft alarmen die u waarschuwen als er mogelijk iets mis is. Meestal is de oorzaak van het alarm eenvoudig op te lossen.
- Lees de documenten die bij uw pomp zijn geleverd voor meer informatie over de waarschuwingen en alarmen. Als u hulp nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw behandelaar of leverancier. Uw behandelaar kan u verder uitleggen hoe het alarmsysteem werkt, zodat u er goed mee om kunt gaan.



Wat moet ik doen als er een lek is?

- Zorg ervoor dat je het folie goed glad strijkt, zodat er geen luchtballen ontstaan. Als de randen omhoog rollen of er een gaatje in het folie zit, plak dan een extra stukje folie over het lek, bijvoorbeeld 3M™ V.A.C.® Dermatac™-folie of 3M™ V.A.C.® Drape. Als het lek blijft, neem dan contact op met je behandelaar.



Waarom wordt mijn verband minder vaak verwisseld dan bij andere wondtherapieën?

- Elk medisch hulpmiddel krijgt goedkeuring van een lokale instantie op basis van klinisch onderzoek. Dit onderzoek helpt bij het bepalen van de juiste manier van gebruik. Het V.A.C.®-therapiesysteem met het V.A.C.® Peel and Place-verband kan tot zeven dagen achter elkaar worden gedragen.



Waarom komt er een geur uit het therapiesysteem?

- Wonden die met V.A.C.®-therapie behandeld worden, kunnen soms een geur hebben. Dit komt door de wondvloeistoffen die bacteriën en eiwitten bevatten. De geur kan variëren, afhankelijk van het soort bacteriën en eiwitten in de wond.
- Het kan nodig zijn om de opvangbeker vaker te vervangen om de geur te verminderen. Als u vragen of zorgen heeft, neem dan gerust contact op met uw behandelend arts.



Wanneer moet ik mijn behandelaar bellen als ik V.A.C.®-therapie gebruik?

Neem onmiddellijk contact op met uw behandelaar als u een van de volgende symptomen hebt:

- Plotselinge toename of grote hoeveelheid bloed uit de wond in de slang of opvangbeker
- Verergerende pijn of gevoeligheid bij het wondgebied
- De wond of het gebied rond de wond is rood, pijnlijk, gezwollen, of de huid jeukt of er is sprake van huiduitslag
- De wond of de huid voelt warm aan
- Verandering in de afscheiding uit de wond, met name nieuwe pus, of geel of dik vocht in de opvangbeker
- Koorts, koude rillingen, pijn, hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid, braken of diarree
- Er komt een vieze geur uit de wond



Punten van aandacht

- Laat de pomp altijd ingeschakeld. Als deze langer dan twee uur is uitgeschakeld, moet het verband opnieuw worden verwisseld.
- Het verband mag alleen door een behandelaar worden verwijderd. Verwijder het dus niet zelf, tenzij u hier specifieke instructies voor hebt gekregen. Neem contact op met uw behandelaar als u ergens mee zit.
- Zorg ervoor dat u extra V.A.C.® verbanden meeneemt naar vervolgspraken, of zorg ervoor dat u ze beschikbaar heeft voor de thuiszorg.
- Denk eraan de pomp op te laden. Het opladen van de pomp moet net zo vaak gebeuren als het opladen van uw mobiele telefoon.

Neem contact op met uw behandelaar als u medische vragen hebt. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met GD Medical via customerservice@gdmedical.nl of customerservice@gdmedical.be

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de gebruiksaanwijzing van het product voordat u het product gebruikt. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

© Solventum 2025. Solventum, het S-logo en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Solventum of diens gelieerde ondernemingen. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. OMG1591934.

