



Beslissingsprotocol

Veraflo™ Therapy / VAC® Therapy

Beslissingsprotocol¹ Veraflo™ Therapy



Klinisch doel:

- Verweken en/of oplossen van fibrineus beslag. (Hydromechanisch Debridement)



Veraflo™ Therapy + Veraflo™ Cleanse Choice™ Dressing

evt. icm chirurgisch
debridement



¹Aangepast uit: Wondmanagement: de complete gids.
Bernaerts K et al. Gent: Owl Press, 2024. ISBN 9789464987973

/ V.A.C® Therapy



Klinisch doel:

- Granulatieweefsel verkrijgen? en/of
- Verminderen microbiële load? en/of
- Verminderen schadelijke cytokines en proteasen?



Veraflo™ Therapy + Veraflo™ Dressing

evt. icm antiseptica.

Evalueer na 1 week: stop Veraflo
indien klinisch objectief bereikt





- Klinisch doel:**
- Onderhoud granulatieweefsel
 - Ondersteuning van de wond



Wond max diepte van 2 of 4 of 6 cm EN geen ondermijning van $> / = 2$ cm of ondertunneling?



**V.A.C.® Therapy + V.A.C.®
Peel and Place Dressing**



**V.A.C.® Therapy +
V.A.C.® Simplace™ Dressing**



Artikelen en bestelgegevens

V.A.C.® Veraflo™ Dressings

Stimulatie van granulatieweefsel.

Artikel	Omschrijving	
ULTVFL05SM	3M™ Veraflo™ Dressing Small, 5-pack	
ULTVFL05MD	3M™ Veraflo™ Dressing Medium, 5-pack	
ULTVFL05LG	3M™ Veraflo™ Dressing Large, 5-pack	

V.A.C.® Veraflo™ CLEANSE™ Dressing

- Reinigen van wonden met complexe vormen
- Stimulatie van granulatieweefsel

Artikel	Omschrijving	
ULTVCL05MD	3M™ Veraflo Cleanse™ Dressing Medium, 5-pack	

V.A.C.® Veraflo™ Cleanse Choice™ Dressing

- Verwijderen van dik fibrineus exsudaat en beslag

Artikel	Omschrijving	
ULTVCC05MD	3M™ Veraflo Cleanse Choice™ Dressing Medium, 5-pack	
ULTVCC05LG	3M™ Veraflo Cleanse Choice™ Dressing Large, 5-pack	

V.A.C.® Simplace™ Dressing

- Onderhoud granulatieweefsel
- Ondersteuning van de wond

Artikel	Omschrijving	
M8275046/5	3M™ V.A.C.® Simplace™ Dressing Kit Small	
M8275045/5	3M™ V.A.C.® Simplace™ Dressing Kit Medium	

V.A.C.® Peel and Place Dressing Kit

Alles-in-een V.A.C. Therapy verband met een draagtijd tot 7 dagen

Artikel	Omschrijving	
EZ5SML	Solventum™ V.A.C.® Peel and Place Small, 5-pack	
EZ5MED	Solventum™ V.A.C.® Peel and Place Medium, 5-pack	
EZ5LRG	Solventum™ V.A.C.® Peel and Place Large, 5-pack	

Alles wat je moet weten
over V.A.C.® Therapy



Customer Service GD Medical

customerservice@gdmedical.nl

customerservice@gdmedical.be

2026 Solventum. Solventum, het S logo en andere handelsmerken zijn wereldwijde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Solventum. 3M, het 3M logo en andere handelsmerken zijn wereldwijde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Distributed by:



GD Medical
Park Forum 1057, 5657 HJ Eindhoven
Tel +31 (0) 40 3031 099
www.gdmedical.nl

GD Medical Belgium
B.V Rue Abbe Cuypers 3, 1040 Brussel
Tel +32 (0) 2 808 58 80
www.gdmedical.be